



TECNOQUIM, S. L.
POLÍGONO INDUSTRIAL OESTE
 Avda. Principal, P 29/28
 30169 MURCIA (SPAIN)
 Tel.: 968 88 02 98 Fax: 968 88 04 17
ventas@tecnoquim.es

“SU EMPRESA DE INSTRUMENTACIÓN”

APARATOS USADOS

www.tecnoquim.es

Debido a la entrada en vigor 25 Mayo 2018 del Reglamento General de Protección de datos (GDPR), indicamos:

1. Para recibir ofertas especiales agradecemos acepten este compromiso respondiendo a la dirección de correo: ventas@tecnoquim.es
2. Nuestra Web www.tecnoquim.es permanentemente se actualiza con ofertas especiales, ver.

♦ Entrega inmediata. IVA no incluido.	♦ Válida hasta agotar existencias. (05.18)
♦ Solicitar demostración.	♦ Portes e Instalación: Consultar.
♦ Servicio Técnico: Mantenimiento y Calibración (SATYCA).	♦ Garantía

CONSULTE PRECIOS SEGÚN SUS NECESIDADES ATENCION AL CLIENTE:

En Murcia: Juana María

Tel.: 968 88 02 98; Fax.: 968 88 04 17; ventas@tecnoquim.es

En Albacete: Gonzalo

Tel.: 967 60 98 60; Fax.: 968 88 04 17; albacete@tecnoquim.es

En Alicante: Iván


Tel.: 965 94 62 57; Fax.: 968 88 04 17; alicante@tecnoquim.es


En Madrid: Ramón


Tel.: 670 87 47 73; Fax.: 968 88 04 17 madrid@tecnoquim.es


GRANDES EQUIPOS


€uros


NU813-400 (5)	CABINA DE SEGURIDAD CLASE I NUAIRE, SOBREMESA (NU-813). Mod. NO NU813-400 Cabina de flujo laminar con protección exclusiva del operario, biológica, química o ambas. Incorpora filtro HEPA con eficiencia del 99,99% para las partículas con tamaño superior a 0.3 µm. Reducido tamaño que permite ubicarla estratégicamente en el laboratorio. Dimensiones exteriores mm: 1067 x 559 x 1032 (Larg x Anch x Alt) Paneles laterales acrílicos que permiten ver el interior. Luz fluorescente y dos enchufes en el interior. Puede solicitar Mesa económica.	 <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">1.060 €</p>
------------------	---	--


Código	DESCRIPCION Y MARCAS		
NALGENE SANPLATEC SANPLATEC	DESECADORES DE METACRILATO: Mantiene una humedad entre 30% a 40% NALGENE con gel de sílice sin higrómetro SANPLATEC. Con gel de sílice. Equipado con un higrómetro. SANPLATEC. Sin gel de sílice. Eléctrico. Equipado con un higrómetro. (Se incluye convertidor de corriente a 220 V).		240 310 396


TC2100U	DESTILADOR DE NITRÓGENO KJELDAHL FOSS-TECATOR Mod. 2100 Sistema de destilación rápido. Determinación N2 total y Amonio. • Rango de trabajo de 1 a 160 mg de NH4. • Reproducibilidad de ± 1 % • Tiempo de destilación < 4 min. • Capacidad destilación aprox. 30 ml/min		1.700 (PVP 4.120)
---------	--	---	---------------------------------

DB85020102	HOMOGENEIZADOR Mod. D-500 con útil de dispersión SS20FER20. Muy potente. Motor de 500 W. Veloc. Reg. 10000-30000 rpm Regulación continua por rueda de 7 pasos. Viscosidad máx. 10000 mPas. Volumen 10-5000 ml. No incluye soporte (consultar precio)		1.100
------------	---	---	--------------

TNMCS-102L	<p>AGITADOR BIOLÓGICO TECHNE Mod. MCS-102L Diseñado para una suspensión óptima del cultivo celular. Velocidad de 0 a 80rpm. La plataforma del agitador de acero inoxidable con los localizadores para los recipientes de cultivo. No incluye el fungible (Recipientes cultivo): Consultar precio</p>		890
------------	--	---	------------







AT5223U	<p>POLARIMETRO ATAGO Mod. POLAX-2L Medidor de Rotación Óptica. Angulo de Rotación -179.95° a +180.00°. Escala Internacional del Azúcar -130 °Z a +130 °Z. Rango de Tª: 5 a 40 °C. Interruptores de Operación.</p>		2.100
---------	--	---	--------------

SE4000623	<p>EXTRACTOR DETERMINACIÓN CELULOSA Y FIBRA Mod. "Dosi-fiber" Modelo 6 plazas. Construcción metálica. Interruptor general con indicador Aplicaciones: fibra cruda, dietética, neutra y ácida detergente. Tamaño muestra: de 0,5 a 3 g (normalmente 1g). Rango medición: de 0,1 al 100%. Se suministra completo con: Crisoles de porosidad P-2, gradilla portacrisoles, tapa del área de calefacción y soporte manipulador. Sin placa calefactora, ni jarra Pyrex.</p>		2.950
-----------	---	---	--------------

94233936000 3/4U Nº GE601885	<p>GENERADOR DE HIDRUROS, THERMO Mod. VP90. Lavado automático después de cada muestra. Sistema automático. Selección automática del flujo. Para análisis de mercurio. Celda de absorción de cuarzo. en forma de T, de 120 mm de largo y 8 mm diam.interno. Velocidad de combustión: sobre 600 ml/min. Agente reductor: normalmente borohidruro sódico. Solución transporte: Bomba peristáltica, 2 canales. Calentamiento celda: Por llama aire/acetileno mechero universal 50 mm. Gas portador/purga: Argón o nitrógeno (no incluido).</p>		2.990
------------------------------------	--	--	--------------

BAÑOS

G3SM39006003	<p>Termostático analógico Serie Optima GRANT. Mod. W14 Capacidad 14 L. Rango de Tª: 0 a +100°C. Estabilidad a 37°C. Material ac. inox.</p>		675
TQSM223992-3	<p>Termostático analógico Thermo Fisher Scientific. Mod. 2227 ISOTEMP. Capacidad 28 litros. Dos cubetas: 5 L y 10 L. Rango de Tª de ambiente más 5 °C hasta 100 °C Uniformidad y estabilidad ±0,2 °C. Incluye tapas.</p>		690
JBSM1029016 06	<p>Termostático analógico. Julabo. Mod. 12B. Capacidad 12 litros fabricado en acero inoxidable. Recirculador EM/4 Rango de Tª: desde ambiente hasta 99 °C. Regulable en pasos de 1°C.</p>		540
JBSM862603	<p>Termostático analógico, con recirculador Julabo EM/4. Mod. W14. Con cubeta GRANT. Capacidad 14 litros fabricado en acero inoxidable. Rango de Temperatura: desde ambiente hasta 100 °C. Regulable en pasos de 1 °C. Tres temperaturas seleccionable directamente: 25, 30 y 37 °C.</p>		520

HAHI9146V	<p>OXIMETRO portátil para Enología HANNA, Mod. HI9146V Permite medir el oxígeno disuelto en el vino tanto en tanques como en botella. El instrumento, dotado de las funciones de compensación automática de temperatura, altitud y salinidad, está aconsejado para quienes efectúan tratamientos de micro-oxigenación y en general a quienes efectúan controles de d O; durante todo el proceso productivo. se suministra completo con sonda de oxígeno disuelto HI 76408,2 membranas de recambio, solución electrolito HI 7041 S, pilas, maletín rígido e instrucciones</p>		655
IKSM00096398 N. S. 00169489 N. S. 0096398	<p>AGITADOR magnético digital sin calefacción. IKA Mod. MIDI MR 1D. Rango de velocidad: 0-1000 rpm. Capacidad de agitación 50 L. Temporizador de 0 a 56 min.</p>		450
DB86143122 N. S. MR4H011183	<p>Magnético con Calefacción mod. MS-H280-PRO con display LED para rpm y T^a Capacidad agitación 3 L. Plato revest. cerámico 135 mm Ø, aro inferior inox. Velocidad regulable 100-1500 rpm Temperatura regulable hasta 320 °C Con sonda PT 1000-A y soporte sujeción</p>		145
WWLF320U	<p>CONDUCTIMETRO DIGITAL WTW, Mod. LF 320. Con maletín. Célula TETRACON 325. N°. S. 62191086</p>		420
HAHI83742U	<p>FOTOMETRO COLOR-FENOL para vinos HANNA. Mod. HI83742 Mediciones simples, rápidas y precisas. Kit completo de reactivos y accesorios. La determinación de los polifenoles total y el color es vital para cuantificar la aptitud del vino para una futura crianza, y para controlar la máxima calidad.</p>		420
BEPENTR.30U	<p>PENETRÓMETRO acero inoxidable escala 3 a 30</p>		108
WWPH320 Nº S. 62990409	<p>pH-METRO: Portátil WTW, Mod. pH 320 Para medida de pH/mV Con función calibración Con maletín y electrodo.</p>		330
ATSR08	<p>REFRACTOMETROS: ATAGO. Acero inoxidable. Escala de 0.0 a 20.0 % Brix.</p>		120
SH135U	<p>SHIBUYA DE MANO, Nº 135, rango de 0 a 90%, 3 escalas y termómetro.</p>		195
IIHD9218U	<p>TERMOMETROS: DELTA OHM DIGITAL, , Mod. HD9218, con sonda termopar "K"</p>		150
IKSM01.449518	<p>IKA Regulador digital. Mod. ETS D4. Rango de medida de -10 a +400°C</p>		55
SE3000389U	<p>SELECTA TERMOSTATO DE INMERSION, Mod. Termotronic (3), cód. 3000389. Rango: +5...100°C, control analógico. Estabilidad ± 0,2 °C. Incluye Termómetro de Contacto eléctrico.</p>		300
HC2313021U	<p>TERMOREACTOR HACH Mod. Digesdahl, cod. 2313021. Equipo para determinar nitrógeno Kjeldahl, P, Ca, K, Fe, Cu, Mg, Mn, Pb, zinc, cadmio..., Reactivos no incluidos.</p>		650
C+054439U	<p>COLUMNA CAPILAR SGE, Ref. 054439, Tipo BP20 (Wax). Diam. int. 0,25 mm, 30 m, 1µm. análisis alcoholes.</p>		300

LAMPARAS ABSORCION ATOMICA DEMO Y NUEVAS

€uros

EOK81141, EOK81145, EOK81172	LAMPARAS AA codificadas VARIAN monoelemento: Al, Ba y Hg	290
VC5610007100U EOKB81732	LAMPARAS AA VARIAN multielemento Ca y Mg, N.S. 1N959 (2) Cu, Co, Cr, Fe, Mn y Ni (6)	150 450
TQ2339321501U TQ2339321391U TQ2339321601U TQ2339321611U TQ42339321231	LAMPARAS AA codificadas multielemento: Ag, Cr y Cu (3) Al, Si y Ti (3) Ca, Ba y Sr (3) Cd y Zn (2) Cu y Mn cátodo hueco. (2)	150 150 150 150 150
VARIOS	LAMPARAS AA codificadas monoelemento: As, Au, Hg, Cd no codificada	95

MICROPIPETAS DEMO O USADAS

EP3190000019U	EPENDORF 10 µl, incluye informe verificación	80
EP4900000117U	EPENDORF, Mod. 4900, volumen fijo: 20 µl	80
EP4900000524U	EPENDORF, Mod. 4900, volumen fijo: 1000 µl	80
EP4900000508U	EPENDORF Mod. 4900, 200 µl, incluye informe verificación	80
BR703138U	BRAND volumen fijo 100 ul. Transferpette, ref. 703138	60
BR702041U	BRAND volumen fijo 120 ul. Transferpette, ref. 702041	60
BRSR200	BRAND. Mod. Transferpette, volumen fijo 200 µl	80
BR702812U	BRAND, Transferpettor tipo digital, Mod. 702812. Volumen 2-10 ml. Divis. µl:10	170
LB4500000U LB4641010 LB4600070U	MICROPIPETAS FINNPIPETTE volumen variable: 0,2 a 2 µl 0,2 a 2 µl 1 a 10 µl FOCUS	90 90 90
LB46200100U LB46200500U	MICROPIPETAS ELECTRÓNICAS NOVUS volumen variable:1 a 10 µl 30 a 300 µl	90 90
LB4662060	MICROPIPETA FINNPIPETTE 12 canales, Modelo F2 MCP12, volumen variable 10 a 100 µl	480
B7SM10147695	CARRUSEL BIOHIT	60
B7SM10138790	MICROPIPETA electrónica-digital BIOHIT, de 50-1000 µl	330
99720050U	MICROPIPETA BIOHIT, de 10 a 100 µl	90
99720030U	MICROPIPETA BIOHIT, de 50 a 200 µl	90
GNP02.H44802U	MICROPIPETA GILSON Mod. P-10, volumen variable: 1-10 µl, incluye informe verificación	90
G25332N-H21672K +	MICROPIPETA GILSON P-5000, volumen variable: 1000-5000 µl, c/informe Verificación	100
99720030U	MICROPIPETA 50 a 200 µl	90
MREDP4XLS	MICROPIPETA METTLER RAININ, digital, Mod. E4 XLS, volumen variable: 100-1000 µl	490

VARIOS

HXH12-002	Adquisidor de datos HOBO, Mod. H12-002. Rango Tª: 0 a 500 °C, con cable conexión a PC	108
HXH08-032-08	Adquisidor de datos HOBO, Mod. H08-032-08. Rango Tª: 0 a 500 °C, con cable conexión PC	185
E2010800001	Adquisidor de datos (data logger), sin LED ESCORT	75
E2010820002	Adquisidor de datos (data logger), CONSOLE EA-INT-WIN	58
C+1250737	Columna J&W DB-1701, 30 m, 0,53 mm, 0,5µm	480
C+054832	Columna BP524, 30x0.32, 1.8	490
PA717032.10RC	Columna MB 10/1 Nucleosil 10-5, C18	490
WAJWE000305	Columna Urine Catecolaminas	783
ME150830.0001	Columna Lichrospher S160 (5 µl), ref. 150830.0001	420
HXSR01	Pluviómetro 50 cm3. RAIN-O-MATIC	69
HXRS1	Protector contra radiación solar	90
IIIR134104	Sonda PHOT/C, para radiómetro HD-9021	140
IIIR134105	Sonda RAD/C, para radiómetro HD-9021	150
IIDEO.103050	Sonda UVB, para radiómetro HD-9021	175
BMSR53	Termómetro digital Amadigit de -40 a + 120 °C	80

DISPONEMOS DE **MICROPIPETAS NUEVAS MUY ECONÓMICAS (45 y 65 €)**, Variables y Fijas, marcas **SINERLAB** y **DLab**, consultar en nuestra web: www.tecnoquim.es, en **OFERTAS ESPECIALES**, en el siguiente enlace: www.tecnoquim.es/MICROPIPETAS.pdf

Nota: TECNOQUIM, S.L. se reserva el derecho de modificar en su totalidad o en parte esta oferta, sin previo aviso, en caso de errata ó subida del precio de alguno de los artículos que aparecen en dicha oferta.