



TECNOQUIM, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL OESTE
Avda. Principal, P 29/28 30169 MURCIA
Tel.: 968880298 Fax: 968880417
ventas@tecnoquim.es



Comunidad Castilla la Mancha
POLIGONO IND. CAMPOLLANO
C/ D, 57. NAVE 9. 02007 ALBACETE
Tlf. 967 60 98 60 - Fax: 968 88 04 17
albacete@tecnoquim.es

Comunidad Valenciana:
Av. General Marvá, 10 – Entlo. B 03004 ALICANTE
Tlf. 965 946257 alicante@tecnoquim.es

“SU EMPRESA DE INSTRUMENTACIÓN”

CABINAS DE FLUJO LAMINAR Y SEGURIDAD BIOLÓGICA TELSTAR

www.tecnoquim.es

- ◆ **Entrega inmediata. IVA no incluido.**
- ◆ **No acumulativa a otras condiciones**
- ◆ Servicio Técnico, Mantenimiento y Calibración.

- ◆ Válida hasta 30 de diciembre de 2017 (08/17)
- ◆ Portes: Consultar.
- ◆ Garantía 1 año, contra todo defecto fabricación

CABINAS FLUJO LAMINAR VERTICAL

MOD. MINI-V

- Diseñada para la manipulación de muestras o productos en condiciones de esterilidad, muestras PCR/DNA, microbiología (no patógenos), cultivos celulares, alimentación.
- Cabina de sobremesa flujo laminar vertical no reciclado.
- Filtro absoluto HEPA de eficacia (99,999%, H14), fácilmente accesible.
- Prefiltro de aspiración 85 % ASHRE, situado en el lateral de la cabina.
- Clase 100 según Fed. Std. 209 y BS5295.
- Dimensiones internas (AxFxAl) mm: 630x500x570

Incluye: Kit de esterilización por U.V.

OPCIONAL: Mesa soporte consultar precio.



2.590 €

CABINAS FLUJO LAMINAR HORIZONTAL

MOD. MH-100 (1,5 M), TELSTAR, cód. 1006

Flujo laminar horizontal para la manipulación de muestras en Clínica Hospitalaria, Farmacia, Fecundación in vitro (FIV), Cultivo in vitro, etc.

Permite trabajar en condiciones de esterilidad y ausencia de partículas mediante el principio de barrido continuo de la zona de trabajo, garantizando la total protección del producto. Se suministra con zona de trabajo Clase 10 definida según las Normas U.S. Fed Std 209 y B.S. 5295.

Dimensiones internas (AxFxAl) mm: 1.505x600x760

Incluye: Kit esterilización por U.V. y mesa soporte



4.890 €

CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA

MOD. BIO II ADVANCE

Cabina de Seguridad Biológica Clase II. Indicada para trabajar con agentes patógenos de nivel 1, 2 y 3.

- Panel de control doblemente seguro con pantalla de fácil lectura.
- Display ofrece información constante sobre: Velocidad de flujo de aire, caudal de extracción, temporizador, Multi-idiomas, Alarmas sonoras y visuales.
- Software UltraLogger.
- Laterales en vidrio templado y securizado.
- Monitorización del nivel de colmatación de los filtros.
- Cámara en ac. Inox. De 304 L. de una sola pieza con los ángulos redondeados.
- Función Eco Mode, permite visualizar la cabina en stand by. Inclinación frontal de 10 °. **Incluye Kit germicida U.V.**

COD. MODELO Dimen. Ext. Dimen. Int. **PRECIO (€)**
72307 **BIO II Advance 3:** 1049x759x1260 954x605x587 **5.395**

OPCIONAL: Mesa soporte consultar precio



CITOSTATICOS. MOD. EURO FLOW – Tipo EF/B

Cabina de Seguridad Biológica Clase II (tipo A2), diseñada para aplicaciones microbiológicas de alto riesgo y de alta toxicidad, tales como la producción de **medicamentos citotóxicos** (niveles de bioseguridad 1, 2 y 3).

- Diseñada y fabricada según las normativas internacionales de bioseguridad EN12469 (Clase II), NSF49 (Clase II Tipo A2), JIS K 3800 (Clase II Tipo A2).
- La serie EuroFlow está completamente certificada por TÜV Nord según la normativa EN 12469.
- La zona de trabajo se clasifica como ISO 14644-1 (Clase 5) y GMP Anexo 1 (Clase A).
- Control electrónico mediante microprocesador con control de los parámetros de trabajo y de las alarmas.
- Panel de control de fácil lectura
- Frontal deslizante (cristal de seguridad laminado)
- Tres etapas de filtro HEPA en total

MOD. Dim. Ext. (MM) Dim. Int. (MM) **PRECIO (€)**
EF/B 4: 1333x844x2202 (+200 mm) 1190x605x725 **Consultar**
EF/B 6: 1943x844x2202 (+200 mm) 1800x605x725 **Consultar**

NOTA: Estas cabinas tienen que ser conducidas al exterior y necesitan el accesorio de conexión o canopy (200 mm altura), hay que sumarlo a la altura de la cabina (2402 mm = 2,4 M).

Opcional recomendable: Barra soporte fluidoterapia con 6 ganchos, 228 €



Nota: TECNOQUIM, S.L. se reserva el derecho de modificar en su totalidad o en parte esta oferta, sin previo aviso, en caso de errata ó subida del precio de alguno de los artículos que aparecen en dicha oferta.