



TECNOQUIM, S.L.
POLÍGONO INDUSTRIAL OESTE
Av. Principal P29/28. 30169 MURCIA
Tel.: 968880298 Fax: 968880417
ventas@tecnoquim.es
 P. Ind. CAMPOLLANO. C./D. 57 02007 ALBACETE
 T. 967609860 - albacete@tecnoquim.es
 Avda. General Marvá, 10. Entlo. 03004 ALICANTE
 T. 606716806 - alicante@tecnoquim.es

“SU EMPRESA DE INSTRUMENTACIÓN”

ESTUFAS Y CAMARAS CLIMATICAS MEMMERT

www.tecnoquim.es

Al entrar en vigor el **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)**, indicamos
 1. Para recibir **Convocatorias de Cursos, Información Técnica, Ofertas Especiales, etc.** rogamos acepten nuestros envíos por e-mail respondiendo a: ventas@tecnoquim.es
 2. N/Web www.tecnoquim.es se actualiza **Ofertas Aparatos, Fungibles y Calibraciones**

CONSULTE PRECIOS, STOCK, PLAZO ENTREGA, INFORMACION TECNICA:
Murcia: Yolanda Telf.: 968 88 02 98; ventas@tecnoquim.es atencioncliente@tecnoquim.es
 Mercedes Telf.: 968 88 02 98; almacen@tecnoquim.es
Albacete: Victor Telf.: 671 46 41 65; albacete@tecnoquim.es
Alicante: Juan Ant. Telf.: 678795282-965946257 alicante@tecnoquim.es aplicaciones@tecnoquim.es
Madrid: Gonzalo Telf.: 609289565-670707503 madrid@tecnoquim.es gmadrid@tecnoquim.es
tecnoquim.madrid@hotmail.com

- ◆ **ENTREGA INMEDIATA. IVA No incluido**
- ◆ **Mantenimiento-Calibración. Solicitar DEMO**
- ◆ **Portes/Instalación: S/Distancia/accesos**
- ◆ **Garantía: 3 años (1 año p/recambios).**

ESTUFAS DE DESECACIÓN

Serie UN de convección natural. Serie UF de circulación aire forzado

- Rango Tª trabajo: 5 °C por encima de la tª ambiente hasta 300°C (UN)
 10°C por encima de la temperatura ambiente hasta 300°C (UF)
- Precisión, hasta 99,9°C: 0,1°C, a partir de 100°C: 0,5°C
- Temporizador ajustable de 1 min a 99 días
- Ajuste de 3 valores de calibración para la temperatura
- Bandejas en acero inoxidable con carga máx. 30 kg

Single DISPLAY: Control/COCKPIT, pantalla gráfica TFT a color, táctil.
 Entrada aire precalentado. Protección doble contra sobrettemperatura



UN55 C. Natural	Capacidad 53 L. Dim. internas: 400 mm ancho, 330 mm prof., 400 mm alto.	
UF55 C. Forzada	Dim. externas: 565 mm ancho, 514 mm prof., 784 mm alto	1.390 €UROS
UN75 o UF75	Capacidad 74 L. Dim. internas: 400X330X560 MM. Dim. externas: 585X514X944 MM	CONSULTAR
UN110 o UF-110	Capacidad 108 li. Dim. internas: 560X400X480 MM. Externas: 745X584X864 MM	CONSULTAR
UN160 C. Natural	Capacidad 161 li. Dim. internas: 560 mm ancho, 400 mm prof., 720 mm alto.	1.800 €UROS
UF160	Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof., 1104 mm alto	CONSULTAR

ESTUFAS DE CULTIVOS

Serie IN convección natural. Serie IF circulación aire forzado

- Rango de Tª: 5 °C por encima de la tª ambiente hasta 80°C
- Precisión, 0,1°C. Temporizador ajustable de 1 min a 99 días
- Puerta interior de cristal. Ajuste de 3 valores de calibración p/Tª
- Bandejas en acero inoxidable con carga máx. 30 kg
- Single DISPLAY: Control/COCKPIT, pantalla gráfica-TFT a color, táctil
- Entrada aire precalentado. Protección doble contra sobrettemperatura.



IN55	Capacidad 53 li. Dim. internas: 400 mm ancho, 330 mm prof., 400 mm alto.	1.232 €UROS
IF55	Dim. externas: 565 mm ancho, 514 mm prof., 784 mm alto.	CONSULTAR
IN75 C. Natural	Capacidad 74 li. Dim. internas: 400 mm ancho, 330 mm prof., 560 mm alto.	1.459 €UROS
IF75	Dim. externas: 585 mm ancho, 514 mm prof., 944 mm alto	CONSULTAR
IN110 C. Natural	Capacidad 108 li. Dim. internas: 560 mm ancho, 400 mm prof., 480 mm alto.	1.720 €UROS
IF110	Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof. 864 mm alto	CONSULTAR
IN160	Capacidad 161 li. Dim. internas: 560 mm ancho, 400 mm prof., 720 mm alto.	CONSULTAR
IF160	Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof., 1104 mm alto	CONSULTAR

INCUBADORES REFRIGERADOS, SERIE ICP/IPP

Serie **ICP** con compresor. Serie **IPP** con sistema peltier

- Control p/microprocesador PID, sistema auto-diagnóstico integrado
- Interior acero inox. Tª trabajo: -5 °C a 60°C (ICP), 0/70°C (IPP)
- Precisión, 0,1°C. Sistema de circulación aire motorizado, ajustable incrementos del 10% (ICP)
- Registrador de datos integrado. Temporizador ajustable, 1 min a 99 días
- Puerta interior de cristal. Ajuste de 3 valores de calibración para la tª
- Bandejas en acero inoxidable con carga máx. 30 kg
- Single DISPLAY: Control/COCKPIT con una pantalla gráfica TFT a color táctil



ICP55	Capacidad 53 li. Dim. internas: 400 mm ancho, 330 mm prof. 400 mm alto.	3.993 €UROS
IPP55	Dim. externas: 585 mm ancho, 514 mm prof., 1153 mm alto	CONSULTAR
ICP110	Capacidad 108 li. Dim. internas: 560 mm ancho, 400 mm prof., 480 mm alto.	4.798 €UROS
IPP110	Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof. 1233 mm alto	CONSULTAR

CÁMARAS CLIMATICAS SERIE ICH

Serie ICH con regulación de la humedad.

Serie ICH L con regulación de la humedad y luz

Serie ICH C con regulación de la humedad y CO₂

- Refrigeración por compresor. La serie ICH esta concebida p/ensayos de medicamentos y estabilidad en cosmética/alimentaria
- Para las pruebas de validación IQ/OQ/PQ se regulan 3 valores Tª, 2 de humedad (20 y 80%) y 3 de CO₂ (5, 10 y 15%).
- Modelo ICH L cuenta con unidad de iluminación con lámparas fluorescentes 6000 lux, radiación UV de 315-400 nm, 5W/m²
- Intervalo de Tª sin humedad: ICH -10-60°C, ICH L 0-60°C, ICH C 10-60°C
- Intervalo de temperatura con humedad: 10 a 60°C
- Intervalo de humedad: 10 a 80% / precisión 1%
- Ajuste CO₂: 0-20%, precisión 0,1% (sólo en ICH C). Precisión Tª 0,1°C
- Circulación de aire motorizado, ajustable en incrementos 10% (ICP)
- Registrador de datos integrado. Temporizador ajustable 1min-99 días
- Puerta interior de cristal. Ajuste 3 valores de calibración para Tª
- SingleDISPLAY: Control/COCKPIT, pantalla gráfica TFT a color, táctil
- Protección doble contra sobretemperatura.



ICH110	Con H.R. Capacidad 108 L Dim. internas: 560 mm ancho, 400 mm prof.,480 mm alto. Dim. externas: 745 mm ancho, 585 mm prof., 1233 mm alto	6.944 €
ICH260	Con H.R. Capacidad 256 L Internas: 640X500X800 MM Externas: 824X685X1552 MM	10.554 €
ICH110L	Con luz y H.R. Capacidad 108 L Internas: 560X400X480 MM. Externas: 745X585X1233 MM	8.891 €
ICH260L	Con luz y H.R. Capacidad 256 L Dim. Internas: 640X500X800 MM Externas: 824X685X1552	13.466 €
ICH110C	Con H.R. y CO₂. Capacidad 108 L Dim. Internas: 560X400X480 MM Externas: 745X585X1233	8.989 €
ICH260C	Con H.R. y CO₂. Capacidad 256 L Dim. Internas: 640X500X800 MM Externas: 824X685X1552	13.760 €

CÁMARAS CLIMATICAS SERIE HPP

Con regulación de la temperatura, humedad y luz (opcional)

- Refrigeración por peltier. Intervalo Tª sin luz: 0-70°C, precisión 0,1°C
- Intervalo de temperatura con luz (sólo HPP110 y 260): 15 a 45°C
- Intervalo de humedad sin luz: 10 a 90% / precisión 0,5%
- Intervalo humedad con luz sólo HPP110 y 260): 10 a 85% / precisión 0,5%
- Circulación aire motorizado, ajustable en incrementos del 10% (ICP)
- Registrador integrado. Temporizador ajustable 1 min-99 días
- Puerta interior de cristal. Ajustes 3 valores calibración para Tª
- SingleDISPLAY: Control/COCKPIT c/pantalla gráfica TFT color, táctil
- Protección doble contra sobretemperatura



HPP110	Con H.R. Capacidad 108 L. Dim. Internas: 560X400X480 MM. Externas: 745X585X1233 MM	CONSULTAR
HPP260	Con H.R. Capacidad 256 L. Dim. Internas: 640X500X800 MM. Externas: 824X685X1552 MM	CONSULTAR
HPP750	Con H.R.. Capacidad 749 L. Dim. Internas: 1040X600X1200 MM. Externas: 1224X874X1726	CONSULTAR