



# TECNOQUIM, S. L.

POLÍGONO INDUSTRIAL OESTE

Avda. Principal, P 29/28

30169 MURCIA (SPAIN)

Tel.: 968 88 02 98 Fax: 968 88 04 17

[ventas@tecnoquim.es](mailto:ventas@tecnoquim.es)

[www.tecnoquim.es](http://www.tecnoquim.es)



“SU EMPRESA DE INSTRUMENTACIÓN”

# SEGURIDAD

Delegación: POLIGONO IND. CAMPOLLANO

C/. D, 57. NAVE 9. 02007 ALBACETE

Tlf. 967 60 98 60 Fax: 968 88 04 17

[albacete@tecnoquim.es](mailto:albacete@tecnoquim.es)

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Entrega inmediata.</b> IVA no incluido.</li> <li>◆ <b>No acumulativa a otras condiciones ya establecidas.</b></li> <li>◆ Servicio Técnico, Mantenimiento y Calibración.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Válida hasta 30 de septiembre de 2011 (06/11)</li> <li>◆ Portes: Consultar.</li> <li>◆ Garantía 1 año, contra todo defecto de fabricación.</li> </ul> |
|--|--|



## \* VITRINA DE EXTRACCIÓN DE GASES RefASILC315

Certificada según norma EN 14175, para uso de disolventes y sustancias volátiles tóxicas:

- \* Laterales en aglomerado hidrófugo y laminado ignífugo.
- \* Ventana frontal con retenciones verticales y apertura horizontal mediante cristal seguridad de 6 mm.
- \* Dos ventanas inferiores correderas
- \* Sistema seguridad, bloqueo de ventana guillotina (400mm)
- \* Extractor industrial 1500RPM, 1/3CV, PVC antiácido M160
- \* Colector de expulsión con recogedor de condensación.
- \* Panel de control de aspiración con alarma sonora y visual
- \* Iluminación fluorescente 400 lux y protección IP 65.
- \* Plenum de aspiración para gases pesados.
- \* Mesa metálica completa, sin armario inferior (opcional).
- \* AnchoxFondoxAlto (1500x700x1600 mm). Gris RAL7035

\* Encimera en polipropileno (PP) con reborde perimetral y pileta encastrada 15x30 cm y grifo agua **4.900 €**

**Opcional:** \* Armario inferior, 2 puertas correderas y divisoria central (madera) o **metálico de seguridad** (Ver precios a continuación de los Modelos CSF-330SZ (2P), CSF-230C o CSF-238).

\* Regulador Led intensidad de aspiración

**700 €**

\* Espitas en pared para vacío, aire comprimido, gases (Consultar)

## \* VITRINAS DE EXTRACCIÓN DE GASES COMPLETA TQTECH

- \* Estructura metálica anticorrosiva.
- \* Encimera de Polipropileno-PP con recerco perimetral (pileta rectangular) en ambos casos.
- \* Ventana frontal metálica de guillotina con cristal laminado seguridad.
- \* Ventilador industrial anticorrosivo extracción, 1500 rpm, 1/3 CV (tubo de salida de 16 cm. diámetro; colocar tubo rígido PVC a las 2 caras de la pared).
- \* Servicios en frontal: Enchufes eléctricos de seguridad (2), interruptor de ventilación, y mando telescópico (grifo vertical)
- \* Medidas externas: AnchoxFondoxAlto (1590x750x2350 mm), altura
- \* Color pintura al horno GRIS RAL7012.
- \* Medidas externas: AnchoxFondoxAlto (1590x750x2350 mm), altura real 2500 mm con la prolongación del tubo de salida. **Precio: 4.200 €**

\* Medidas externas: AnchoxFondoxAlto (1090x750x2350)

**Precio: 2.900 €**



✳ **ARMARIOS DE SEGURIDAD CHEMISAFE**  
**ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS INFLAMABLES**  
**Serie "COMBISTORAGE"**



**Mod. CSF330SZ** (2)

Armario inflamables.  
 Dos puertas, bajo mueble. Fire Type 30.  
 Cubeta de recogida con rejilla en acero.  
 Dimensiones externas: 1100x500x620 mm

Peso: 120 Kg.

**Mod. CSF330SZ**

**Precio: 1.250 €**

✳ **ARMARIOS DE SEGURIDAD COMBI**  
**ALMACENAMIENTO DE ACIDOS/BASES Y SUSTANCIAS INFLAMABLES**  
**(NORMATIVA DIN EN 14470-1. Serie "COMBISTORAGE 2")**



Construidos en ac. electro-galvanizado.  
 Aislamiento especial DIN 4102 clase 0  
 Base de vertido (bandeja) y red desagüe.  
 Toma tierra, etc.

**Combi** multirisgo

Dos compartimentos:

Puerta superior para Ácidos/Bases

y puerta inferior TYPE 90 para Inflamables.

Dimensiones externas: 600x600x1685 mm

Peso: 140 Kg **Mod. CS200 90** (1)

**Precio: 1.900 €**



Cerradura con llave.

Ventilación no forzada

Bandejas ajustables

en altura.

Volumen interno: 180+63 L

Peso: 200 Kg

**Mod. Safetybox KEMFIRE 600** (1)

Dimensiones inter. prod químicos: 510x440x800

Dimensiones inter. inflamables: 430x325x450

**Precio: 2.300 €**

**ALMACENAMIENTO SUSTANCIAS INFLAMABLES (NORMATIVA DIN EN 14470-1)**

**Serie FIRE 120 EASY 60 TYPE 90**



Armario una puerta. Peso: 210 Kg

Dimensiones ext.: 590x600x1980 mm

Tres bandejas en acero inoxidable. Cubeta con tapa perforada.

**Mod. CSF-239** (8)

**Precio: 1.890 €**

Armario dos puertas. Peso: 420 Kg

Dimensiones ext.: 1190x600x1980 mm

Tres bandejas en acero inoxidable.

Cubeta con tapa perforada

**Mod. CSF-232E** (2)

**Precio: 2.300 €**



Armario bajo una puerta, tipo cajón

Dimensiones: 1100x500x620 mm

Cubeta con tapa perforada

Capacidad: 200 L

Peso: 140 Kg

**FIRE 120 EASY-UBC-T 90 Mod. CSF-230C** (2) **Precio: 1.250 €**

Armario bajo una puerta tipo armario.

Dimensiones: 590x500x620 mm

Peso: 90 Kg. Capacidad: 100 L

**FIRE 60 EASY UB TYPE 90 Mod. CSF-238** (4) **Precio: 900 €**



## ❄ ARMARIOS DE SEGURIDAD PARA ACIDOS, BASES, etc.

### SERIE CHEMISAFE FIRE BASIC 60 y 120

**Mod. CS103 (3) Precio: 1.590 €**



**Una puerta**

Dim. ext.: 600x600x1900 mm

Dim. int.: 550x550x1500 mm

3 bandejas: 490x 550 mm

Caudal de aspiración: 275 m<sup>3</sup>/h

Cubeto recogida derrames líquidos, acero inox.

Alimentación: 220-230 V, 50 Hz, monofase

Peso: 80 Kg

**Mod. CS106 (2) Precio: 2.190 €**



**Dos puertas**

Dim. Ext.: 1140x600x1900 mm

Dim. Int.: 1080x550x1500 mm

### Serie Económica "E-LINE" E740/S

**Mod. E740/S (2) Precio: 550 €**



**Dos puertas**

Dim. ext.: 1000x450x1000 mm

Dim. int.: 990x430x998 mm

Preinstalación para ventilación.

Una bandeja

Una cubeta

Peso: 45 Kg

### SAFETYBOX AB600

**Mod. AB600 Precio: 1960 €**



**Dos puertas:**

Una para ácidos con 2 cajones

Otra para bases con 2 cajones

Capacidad cajones 9 L y 50 Kg

Equipados con cerradura de llave a tres puntos de acuerdo con las normas CE.

**Nota importante:** Vitrinas extracción de gases y armarios de seguridad para productos inflamables:

1. Transporte incluido para ubicación en laboratorios en planta baja (sin peldaños) y a menos de 30 Km. de nuestros almacenes en Murcia.
2. Debe informarse previamente de la ubicación, o realizar visita nuestro SATYCA (40 €/hr+IVA. Opcional).
3. **Consultar precio para transporte e instalación fuera de las condiciones anteriormente descritas**

## ❄ CAMPANAS DE EXTRACCION Y COMPRESORES P/ EAA



**Precio: 300 €**

**Compresores de aire de 50L volumen de calderín para espectrómetros de absorción atómica (EAA).**

Campanas de extracción de gases para Espectrómetros de absorción atómica-EAA e ICPs. Tubos (100 mm diámetro y 1 m longitud), codos (100 mm diámetro) y campana (400x100X500) en INOX. Opcional extractor eléctrico de gases S&P.



**Precio: 160€**

**1 Campana + 1 codo Inox + 1 tubo Inox 1 m (Sin instalación)**

## ❄ BRAZOS PARA EXTRACCION FUMEX



Consultar

Brazo de extracción TERFU  
Facilidad de movimientos para montarse siempre cerca del origen de la contaminación.  
Un funcionamiento estable.  
Se entregan ya armados para instalación fácil.  
Tubo de aluminio y articulaciones de polipropileno (adecuado en ambientes con gran concentración de ácidos agresivos).  
Piezas metálicas: Metal con pintura polvo.  
Opciones para instalación: Techo Pared y Mesa.

Mod. V 1300-75  
Mod. ST 300-75

El MiniTEX es un brazo telescópico que tiene la caída de presión más baja del mercado especialmente idóneo cuando se combina en el mismo sistema de extracción con otros productos de baja presión.; p. ej. Vitrinas de laboratorio.

Fabricado en acero y pintado con pintura al polvo blanco.  
El MiniTEX se ofrece para montaje en pared o techo.



## ❄ VENTILADORES DE PLASTICO P Y PS



Son totalmente de polipropileno, Excepto el motor y sus fijaciones.  
Los modelos PS tienen una mayor presión disponible.



## ❄ DUCHAS Y/O LAVAOJOS DE EMERGENCIA



Ducha/Lava-Ojos de emergencia, Mod. 4220  
Con doble mando  
Rociador de plástico ABS

**Precio: 490 €**

Lava-Ojos de emergencia, Mod. 2210  
Montaje mural  
Recogedor en plástico ABS

**Precio: 180 €**



**Nota: TECNOQUIM, S.L. se reserva el derecho de modificar en su totalidad o en parte esta oferta, sin previo aviso, en caso de errata o subida del precio de alguno de los artículos que aparecen en dicha oferta.**

**De acuerdo con la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico aprobada por el parlamento español y de la vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos española, le comunicamos que su dirección de Correo electrónico forma parte de un fichero automatizado, teniendo usted derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos. Si no desea que le enviemos mas ofertas, por favor notifíquelo lo antes posible y será dado de baja en nuestra base de datos. Muchas gracias y perdone las molestias ocasionadas.**