



TECNOQUIM, S. L.
POLIGONO INDUSTRIAL OESTE CENTRAL
Avda. Principal, P29/28. 30169 MURCIA
Telf. 968880298 Fax: 968880417 calidad@tecnoquim.es
Comunidad de Madrid Buitrago de Lozoya, 12 28035 MADRID
Telf. 670874773 Fax 968 880417 gmadrid@tecnoquim.es
Comunidad Castilla La Mancha
P. IND. CAMPOLLANO C/. D, 57. NAVE 9. 02007 ALBACETE
Telf. 967 60 98 60 Fax: 968 88 04 17 albacete@tecnoquim.es
Comunidad Valenciana
Avda. General Marvá, 10 Entlo. B. 03004 ALICANTE
Telf. 606 71 68 06 Fax: 968 88 04 17 alicante@tecnoquim.es

“SU EMPRESA DE INSTRUMENTACIÓN”

Aparatos Laboratorio y Fungibles TQTECH

02/02/2026
www.tecnoquim.es

Por favor, **solicite OFERTA para mejorarles las condiciones**. Recuerden que somos especialistas en instrumentación media, Importamos ofreciéndoles: **Bajos precios, Instalación-Verificación-Formación-Mantenimiento-Repuestos-Calibraciones ENAC.**

Para recibir **Facturas, Convocatorias de Cursos, Información Técnica, Ofertas Especiales**, etc deben aceptar nuestros envíos por e-mail **RGPD** y si desea **darse de BAJA** utilice n/Web www.tecnoquim.es pagina principal **Política de privacidad**, rellenar 2 campos y enviar.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ ENTREGA INMEDIATA. IVA No incluido. ◆ Solicitar Demo, Preinstalación e Instalación. ◆ Service: Mantenimiento-Calibración (SATYCA) | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Portes/Instalación: S/Distancia/Accesos ◆ Transporte: N/furgón puerta elevadora ◆ Garantía: 1año. Validez: 31/12/2026 |
|--|--|

CONSULTE PRECIOS, STOCK, PLAZO ENTREGA, INFORMACION TECNICA:			
Murcia: Yolanda	Telf.: 968 88 02 98	atencioncliente@tecnoquim.es	
Paco y Mercedes	Telf.: 968 88 02 98	almacen@tecnoquim.es	
Albacete: Víctor	Telf.: 671 46 41 65	albacete@tecnoquim.es	
Alicante: Mateo	Telf.: 617387504 y 965 94 62 57	mboronat@tecnoquim.es	alicante@tecnoquim.es
Madrid: Gonzalo	Telf.: 609 28 95 65	gmadrid@tecnoquim.es	

APARATOS y Fungibles TQTECH	Pág.	APARATOS y Fungibles TQTECH	Pág.
AGITADORES magnéticos con calefacción y sin calefacción.	1	Fungible viales y homogeneizadores y micropipetas	5
AGITADORES multiposición, varilla y vortex. BANOS termostáticos y ultrasonidos.	2	Micropipetas y soportes para micropipetas	6
CENTRIFUGAS, CONSISTOMETRO y ESPECTROFOTOMETRO	3	Pipeteadores, aspiradores, dispensadores y mobiliario	7
Espectrofotómetros y Fungibles filtros jeringa	4	Rotavapor y SATYCA	8

INDICE

AGITADORES con y sin calefacción

8010101212	Magnético con calefacción digital MS-H280-PRO Capacidad agitación 3 L . Plato cerámico diam. 135 mm diámetro. Velocidad regulable 200-1500 RPM. Temperatura regulable hasta 320 °C. Digital	250 €
8070226110	Magnetico con calefacción MS-H-PRO A Capacidad agitación 20 L . Plato cerámico, 135 mm diametro Velocidad regulable 100-1500 RPM. Temperatura 420 °C. Digital	450 €
81112105	Magnético CON Calefacción mod. MS-H-S - Con escala para rpm y Tª. Capacidad agitación 20 L - Plato revestimiento cerámico de 135 mm Ø, con aro inferior inox - Velocidad regulable 0-1500 rpm. Temperatura regulable hasta 350 °C Soporte sujeción. Analógico	290 €
86152123	Magnético SIN calefacción mod. MS-PA con display LED para rpm - Capacidad agitación 3 L - Plato en material plástico de 135 mm Ø - Velocidad regulable 100-1500 rpm. Digital	110 €

AGITADORES multi-posición

8030140013	Mod. MS-M-S10. 10 plazas. Sin calefacción, poder de agitación 4 L. Velocidad: 0-1100 rpr. Plato en acero inox., 180 x 450 mm. IP20. Capacidad hasta 250 ml Plato acero inoxidable recubierto con almohadilla de silicona No agita de manera independiente		790 €
8030140000	Mod. MS-H-S10. 10 plazas. Con calefacción, rango de Tª: ambiente a 120 °C. Protección: IP20. Poder agitación máximo: 0.4 L x 10. Velocidad: 0-1100 rpm. Dimensiones: 180x450 cm Plato acero inoxidable recubierto con almohadilla de silicona Capacidad hasta 250 ml. No agita de manera independiente, ni tiene temperatura independiente en cada posición.		1.060 €
8030271112	Mod. MS-H280-S4. 4 plazas Agitador magnético digital LCD de 4 plazas, con control independiente de la temperatura con calefacción. Protección IP21		1.200 €
8030271100	Mod. MS-M-S4. 4 plazas Agitador magnético digital LCD de 4 plazas, sin calefacción, agita de manera independiente. Velocidad 200 – 1500 rpm. Tamaño del plato 134 mm. Protección IP21		850 €

AGITADORES de varilla

8033100200 8033200200	Mod. OS20-S y OS40-S. Para mezcla de líquidos de alta viscosidad o sólido-líquido. Utilizado en la síntesis química, farmacéutica, análisis físico y químico, petroquímico, cosméticos, biotecnología, etc. Pantalla digital muestra velocidad, con un rango de 0 a 2220 rpm. Unidad de motor sin escobillas DC, bajo ruido y sin necesidad de mantenimiento. Hz: 50/60. Protección de sobrecarga, motor se detendría automáticamente en caso de sobrecarga continua. Soporte universal y varilla de acero inox. - Mod. OS20-S. Capacidad agitación (H2O)(L): <u>Azul</u> Viscosidad máx.: 10000 - Mod. OS40-S Capacidad agitación (H2O)(L): <u>Gris</u> Viscosidad máx.: 5000		495 € 690 €
--------------------------	--	---	------------------------

AGITADORES Vortex

8031102000	Con velocidad regulable, DLAB SCI, MX-S Operaciones táctiles y continuas. Velocidad de 0-3000 rpm. <u>Gris</u>		110 €
8011101000	Con velocidad fija, DLAB SCI., Mod. MX-F. 2.500 rpm <u>Azul</u>		90 €

BAÑOS termostáticos y ultrasonidos

BAE-4	RAYPA-TQTECH. Termostáticos para agua y aceite, maria. Con regulación de Tª y termostato de seguridad Clase 2 incorporado. Incluyen bandeja cobre-resistencia: ∞ Capacidad útil 12 L (120x295x320 mm)		490 €
TºLT-200-PRO TºLT-150-PRO TºLT-100-PRO TºLT 80 PRO TºLT- 50PRO	TTECH. Ultrasonidos con calefacción. Cuba construida acero inox AISI 304. Panel de control digital integrado. Mod. LT-200 PRO. Capacidad 8,0 L. Mod. LT-150 PRO. Capacidad 5,3 L. Mod. LT-100-PRO. Capacidad 2,6 L. Mod. LT- 80 PRO. Capacidad 1,5 L. Mod. LT- 50-PRO. Capacidad 1,0 L. Incluyen: 1 cesta de acero Inox. y tapa acero Inox.		Consultar € Consultar € 539 € Consultar € 345 €

CENTRIFUGAS

	DLAB SCI MINI mod. D1008, azul o verde Dos colores: azul, código 9031001012 y verde, código 9031002012 Fácil de usar, con doble función de arranque / parada, rotor para microtubos y tubos pcr 0,2, 0,5 1,5 y 2 ml x 8 unidades Velocidad fija 7000rpm. Funcionamiento silencioso, nivel de ruido ≤ 45 dB		150 €
91322341-2	DLAB SCI Mod. DM0412 con rotor angular - Regulación velocidad: 300-4500 rpm. Máx. RCF (x g): 2490 x g - Capacidad máxima del rotor 12 x 10 ml/7 ml/5 ml; 8 x 15 ml. - Funcionamiento silencioso, nivel de ruido ≤ 56 dB - Motor de inducción, sin escobillas. Temporizador de 30 segundos a 99 minutos.		Consultar €
91221512-3	DLAB SCI. Mod. D3024 con pantalla LCD, de alta velocidad - Velocidad máx: 15000 rpm – 21380 x g - Regulación electrónica de la velocidad: 200-15000 rpm - Se suministra con rotor Mod. AS24-2, de aluminio con tapa, - Capacidad máxima del rotor 24 tubos: 2-1,5, 0,5 o 0,2 ml - Motor de inducción, sin escobillas Temporizador de 30 segundos a 99 minutos. Bajo nivel de ruido ≤ 58 dB.		1.290 €
9148001125 19400100	DLAB SCI. Mod. DM0424 con pantalla LCD, Rotor angular. Velocidad máx: 4000 rpm – 2500 x g. Regulación electrónica de la velocidad: 500-4000 rpm - Se suministra con rotor 4x50 ml (200 ml), - Capacidad máxima del rotor 4 x50 ml (200 ml) - Motor de inducción, sin escobillas - Temporizador 60 segundo-99 minutos. Bajo nivel ruido ≤ 68 dB - Adaptadores 4 de tubos de 50 a 15 ml + 4 hasta 5 ml		895 €
9015001123	DLAB SCI. Mod. DM0636 con pantalla LCD, Rotor oscilante - Velocidad máx: 4.000 rpm – 4020 x g - Regulación electrónica de la velocidad: 300-6.000 rpm - Se suministra con rotor SE\$-100 de 4x100 ml , - Capacidad máxima del rotor 4 x100 ml (400 ml) - Motor de inducción, sin escobillas - Temporizador 60 segundos a 99 minutos (en continuo). Bajo nivel de ruido ≤ 68 dB - Adaptadores 4 de tubos de 50 a 15 ml + 4 hasta 5 ml		1.700 €

CONSISTOMETRO

TESR122	CONSISTOMETRO-VISCOSIMETRO BOSTWICK INOX. Determina consistencia del producto midiendo distancia recorrida en un tiempo (tomate concentrado, mermeladas, etc.). Puerta guillotina, delimita compartimento muestra 75 ml. Rampa medida c/graduaciones. Nivel de burbuja con tornillo de puesta nivel.		440 €
---------	--	---	--------------

MAPADA y DLAB SCI. ESPECTROFOTOMETROS Visible-VIS y VIS-Ultravioleta-UV

	<u>VISIBLE</u>	<u>VISIBL</u>	<u>UV-VIS</u>	<u>UV-VIS</u>	<u>UV-VIS</u>	<u>UV-VIS</u>	
MODELOS	PV 1 / PV 2	PV 4-PC	P1=UV1100 y P2	P4PC / P5 PC	P 7	P 9	
Sistema Óptico	Simple haz				Doble haz		
Longitud onda-nm	320-1050 / 320-1100		195-1050 / 190-1100		190-1100		
Ancho banda-nm	4.0 / 2,0	2.0 Barridos	4,0-2.0 / 2.0-1,8 / Barridos		2.0/1,8 Barridos	0.5/1/2/4/5 Barridos	
Lámpara	Halógena		Halógena / Deuterio		Halógena/Deuterio		
Exact. long. Onda	± 0,8 /± 2 nm	± 0.5 nm	± 0.8 nm / ± 1 nm		± 0.3 nm		
Exact. fotométrica	± 0.05 T, ± 0.004 A, hasta 1 Abs				± 0.3% T o ± 0.003 A -1 Abs		
Luz difusa	≤ 0.2 % T	≤ 0.2 % T / 0.3 % T				0.04%T a 220nm, 360 nm	
Reproducibilidad	± 0.8 nm	± 0.3 nm				± 0.2 nm	
Rango Fotométrico	-0.3 a 3 Abs				0-200%T, -0.3 a 3. Abs		
Pantalla	TFT / LCD				LCD		
Almacenamiento	Métodos y datos (memoria interna) y USB / NO				Memoria interna y PC		
Accesorios estándar incluidos	Soporte 4 cubetas 10 mm manual Puertos: USB-(memoria métodos-datos, impresora, serie RS232				Soporte 2 cubetas 10 mm manual. Puerto USB y paralelo		
Funciones	Fotometría: Abs / %T. Cuantificación				Fotometría: Abs / %T, Cineticas Cuantificación, Barridos (con SoftwarePC) Multilongitudes onda		
CONTROL PC	NO				SI con software		
PRECIO (€)	1.200/1.500€	2.200 €	2.290 € – 2.600€	3.900 / 4.600 €	5.500 €	6.400 €	



ACCESORIOS NO incluidos: Impresora; Sipper. Kit validación IQ/OQ (CONSULTAR).

CUBETAS CUARZO Y VIDRIO OPTICO (Muy económicas)

CUBETAS CUARZO 10 mm c/tapa	55 €/Unidad - 100 €/caja 2 uds
CUBETAS CUARZO 50 mm c/tapa	80 €/Unidad - 150 €/caja 2 uds
CUBETA VIDRIO 70 mm c/tapa	30 €/Unidad - 50 €/caja 2 uds
CUBETAS VIDRIO 50 mm c/tapa	25 €/Unidad - 40 €/caja 2 uds
CUBETAS VIDRIO 20 mm c/tapa	17 €/Unidad - 30 €/caja 2 uds

FUNGIBLE, FILTROS DE JERINGA Y VIALES

1. FILTROS DE JERINGA NO ESTÉRILES, ideales para GC, HPLC y UHPLC.



- Libre de sustancias extraíbles, sin interferencias en análisis por MS.
- Excelentes características de filtración que aumentan la vida de la columna.

Código	Poros, µm	Ø filtro, mm	Uds. pack	Precio Pack €UROS
Acetato Celulosa CA, el filtro estándar para muestras de agua				
TEGS13CA022/45	0,22; 0,45	13	100	34
TEGS25CA022/45	0,22; 0,45	25	100	44
Esteres Mixtos de Celulosa MCE para muestras acuosas				
TEGS13MCE022/45	0,22; 0,45	13	100	30
TEGS25MCE022/45	0,22; 0,45	25	100	42
PTFE, membrana hidrofóbica, resistente a la mayoría de disolventes, ácidos y bases				
TEGS13PTB022/45	0,22; 0,45	13	100	50
TEGS25PTB022/45	0,22; 0,45	25	100	62
PTFE, membrana hidrofílica				
TEGS13PTL022/45	0,22; 0,45	13	100	50
TEGS25PTL022/45	0,22; 0,45	25	100	62
Poliamida (PA) = Nylon, para líquidos acuosos y mezclas agua/orgánico				
TEGS13NY022/45	0,22; 0,45	13	100	30
TEGS25NY022/45	0,22; 0,45	25	100	42
Polietersulfona (PES), para la filtración de soluciones biológica y farmacéuticas.				
TEGS13PES022/45	0,22; 0,45	13	100	34
TEGS25PES022/45	0,22; 0,45	25	100	44
Fluoruro de polivinilideno (PVDF), membrana hidrofílica, para la esterilización y clarificación de soluciones biológicas.				
TEGS13PVL022/45	0,22; 0,45	13	100	50
TEGS25PVL022/45	0,22; 0,45	25	100	62
Fluoruro de polivinilideno (PVDF), membrana hidrofóbica.				
TEGS13PVB022/45	0,22; 0,45	13	100	50
TEGS25PVB022/45	0,22; 0,45	25	100	62

2a. VIALES transparentes/ámbar 2 ml, 12x32 mm, pack 100

Descripción	Código	Precio
Vial vidrio transparente(C)/ámbar(A), boca 9 mm (ND9), sin área escritura.	TEV09C/A	6,00
Vial vidrio transparente(C)/ámbar(A), boca 9 mm (ND9), con área escritura (W).	TEV09CW/AW	8,00
Tapón rosca azul con septum PTFE/silicona, 9 mm, sin/con preslit (R/P).	TEC09WR/P	9,00

**2b. VIALES transparentes/ámbar 4 ml, 14.75x45 mm, pack 100**

Descripción	Código	Precio pack
Vial vidrio transparente(1)/ámbar(3), boca 13 mm (ND11), sin área escritura.	TEV1301/3	15,00
Vial vidrio transparente(2)/ámbar(4), boca 13 mm (ND11), con área escritura.	TEV1302/4	20,00
Tapón rosca negro con septum PTFE/silicona, 13 mm, sin preslit.	TEC13WR	18,00

HOMOGENEIZADORES con útil de dispersión

8034121000	Mod. D-160/10 con útil de dispersión • Velocidad. Reg. 8000-32000 rpm • Velocidad regulable 10 posiciones • Viscosidad máx. 5000 mPas. Volumen 0.1-50 ml		790 €
8034220000	Se suministra con soporte, pinza y nuez Mod. D-500 con útil de dispersión SS20FER20. Muy potente. • Velocidad Regulable 10000-30000 rpm • Velocidad regulable 6 posiciones. • Viscosidad máx. 10000 mPas. Volumen 10-4000 ml Se suministra con soporte, pinza y nuez		1.700 €

MICROPIPETAS autoclavables, volumen variable DLAB

	Volumen variable (µl)	Precio €	Ref. puntas
DB7030301008	100-100	65	
DB7030301009	20-200	65	
DB7030301014	100 – 1000	65	200012
DB7030301017	1000 – 5000	75	200075
DB7041301244	2-10 ml	75	

**Volumen fijo DLAB y sinerlab PRO**

	Volumen Fijo (µl)	Precio €	Ref. puntas
DB713121277777	1000	45	200012
DB713121297777	5000	45	162005
8002002	2,5	45	200024
8002003	5	45	200016
8002004	10	45	200016
8002005	20	45	200016
8002006	25	45	200016
8002007	50	45	200016
8002008	100	45	200016
8002009	200	45	200016

	Volumen Fijo (µl)	Precio €	Ref. puntas
8002010	250	45	200080.1
8002011	500	45	200080.1
8002015	1000	45	200080.1
8002016	2000	45	162005

Volumen variable, Sinerlab premium, autoclavables

	Volumen variable (µl)	Precio €	Ref. puntas
8050127	0,5 – 10	65	326-19
8050131	2 – 20	65	200024
8050133	5 – 50	65	200016
8050136	10 – 100	65	200016
8050141	20 – 200	65	200009

Volumen variable, 8 canales Sinerlab premium, autoclavables

	Volumen variable (µl)	Precio €	Ref. puntas
8150321	0,5 – 10	245	326-19
8150324	2 – 20	245	200024
8150326	5 – 50	245	200016
8150327	10 – 100	245	200016
8150329	20 – 200	245	200009
8150332	30 - 300		

Volumen variable, 12 canales Sinerlab premium, autoclavables

Referencias	Volumen variable µl	Precio €	Ref. puntas
8251432	0,5 -10	295	326-19
8251435	2,0 – 20	295	200024
8251436	5,0 – 50	295	200016
8251438	10 – 100	295	200016
8251441	20 – 200	295	200009
8251444	30 – 300	295	

Volumen variable, Sinerlab PRO

MICROPIPETAS VOLUMEN VARIABLE SINERLAB PRO

Referencia	Volumen variable µl	Precio €	Ref. puntas
8001522	2 – 20	55	200024
8001525	5 – 50	55	200016
8001527	10 – 100	55	200016
8001528	20 – 200	55	200009

SOPORTES MICROPIPETAS, Sinerlab y Digipette

Referencia	Descripción	Precio €
SLSAS-01	6 pipeas carrusel	40
MGT001	Soporte para 6 pipetas	40

PIPETE

ADORES y aspiradores de pipeta

CÓDIGO	Volumen (ml)	Precio €	Características
7013100200 	25	120	Batería de litio. 8 horas de uso. Para pipetas de vidrio, plástico y pasteur. Azul y gris.



Aspirador de pipetas manual (macropipeteador) LEVO _

Repuestos para aspirador de pipetas, filtro de pte 0.45 um y adaptador de tubo de silicona para anterior. Precio 4 € cada uno.

CÓDIGO	Volumen (ml)	Precio €	Color
7033201000	0.1 a 100	20	Verde
7033203000	0.1 a 100	20	Rojo
7033204000	0.1 a 100	20	Amarillo
7033206000	0.1 a 100	20	Azul



Aspirador de pipetas (pi-purm) manual LEVO TQTECH

CÓDIGO	Volumen (ml)	Precio €	Color
7013300001	2	4	Azul
7013300002	10	4	Verde
7013300003	25	4	Rojo

MOBILIARIO LABORATORIO

Diseño, Robusto y Económico

Soliciten Presupuesto Inmediata instalación



- Estructura metálica robusta.
- Superficie trabajo: Compacto resina fenolica o Postformado
- Módulos c/ruedas 1/2 puertas, y/o 4 cajones.
- Armarios murales y suelo para reactivos y fungible.
- Torretas/regletas electricidad.
- **SOLICITAR OFERTA.**
TRANSPORTE SIN CARGO

Taburetes de 4/5 patas c/ruedas y aro, elevables alto
Mesas de balanzas doble amortiguación.
Grifería: Agua, gases, etc.
Duchas y lavajos emergencia
Vitrinas extractoras y filtrantes de gases, sobremesa y pie.
Armarios Seguridad p/líquidos inflamables-disolventes y productos químicos (ácidos y bases), 1 y 2 puertas. 90 min.
GARANTIA: 3 AÑOS

ROTAVAPOR

611112220	Mod. RE100-PRO. TQTECH Pantalla LCD DIGITAL: Tª, velocidad rotación tiempo. Baño calefactor de 5 L (agua/aceite). Rango de Tª: RT hasta 180 °C (± 1). Rango velocidad: 20-280 rpm.		2.250 €
18900390	Bomba vacío RE100-PRO, con resistencia química C410 , vacío máx.13 mbar. Tamaño boquilla 8 mm. Velocidad del motor 1450 rpm Ruido 50 dB		1.400 €
6031100300	Controlador de vacío VC100 , pantalla táctil, rango ajuste de vacío de 1-1000 bar. 5 programas.		1.200€

SERVICIO de ASISTENCIA TECNICA y CALIBRACION – SATYCA

Tiene las funciones de Verificación, Mantenimiento y Calibración de los aparatos que comercializa para Laboratorio y Planta, disponiendo de un servicio de electrónica, electricidad y mecánica, atendido por personal especializado y titulado e instrumentación y patrones certificados **ENAC**, **NIST**, etc.

Validamos (**IQ-OQ**): Refractómetros Espectrofotómetros, Balanzas, Centrífugas, Termómetros y Autoclaves