



## TECNOQUIM, S. L.

POLIGONO INDUSTRIAL OESTE Central  
 Avda. Principal, P29/28. 30169 **MURCIA**  
 Telf. 968880298 Fax: 968880417 [calidad@tecnoquim.es](mailto:calidad@tecnoquim.es)  
**Comunidad de Madrid** Buitrago Lozoya,12 28035 **MADRID**  
 Telf. 670874773 Fax 968 880417 [gmadrid@tecnoquim.es](mailto:gmadrid@tecnoquim.es)  
**Comunidad Castilla La Mancha**  
 P. IND. CAMPOLLANO C/ D, 57. NAVE 9. 02007 **ALBACETE**  
 Telf. 967 60 98 60 Fax: 968 88 0417 [albacete@tecnoquim.es](mailto:albacete@tecnoquim.es)  
**Comunidad Valenciana**  
 Avda. General Marvá, 10 Entrepanta B. 03004 **ALICANTE**  
 Telf. 606 71 68 06 Fax: 968 88 04 17 [alicante@tecnoquim.es](mailto:alicante@tecnoquim.es)



"SU EMPRESA DE INSTRUMENTACIÓN"

## APARATOS y FUNGIBLES USADOS en STOCK

(garantizados-muy económicos)

04/2026

[www.tecnoquim.es](http://www.tecnoquim.es)

Somos especialistas en instrumentación media, **Importamos ofreciéndoles: Bajos precios, Instalación, Formación, Mantenimiento-Repuestos, Calibraciones ENAC, Disponemos equipos/fungibles usados revisados-garantizados a muy bajos precios**

- ◆ **ENTREGA INMEDIATA.** IVA No incluido.
- ◆ **GARANTIA ASEGURADA.** Solicitar DEMO.
- ◆ **MANTENIMIENTO-CALIBRACION N/SATYCA**
- ◆ **Portes/Instalación:** S/Distancia/Accesos
- ◆ **Transporte:** N/Furgonetas o Mensajería
- ◆ **VALIDEZ:** Hasta agotar existencias.


**Visiten nuestras Exposiciones de Aparatos usados y nuevos**

Si desean recibir **Facturas, Convocatorias de Cursos, Información Técnica, Ofertas Especiales** por favor, acepten nuestros envíos por e-mail **RGPD**, caso contrario para **darse de BAJA**. utilice n/Web [www.tecnoquim.es](http://www.tecnoquim.es) pagina principal **Política de privacidad**, rellenar 2 campos y enviar.



### CONSULTE PRECIOS, STOCK, DESCUENTOS, PLAZO ENTREGA, INFORMACION TECNICA:

**Murcia:** Yolanda Telf.: 968 88 02 98; [atencioncliente@tecnoquim.es](mailto:atencioncliente@tecnoquim.es)  
 Paco y Mercedes Telf.: 968 88 02 98; [almacen@tecnoquim.es](mailto:almacen@tecnoquim.es)  
**Albacete:** Víctor Telf.: 671 46 41 65; [albacete@tecnoquim.es](mailto:albacete@tecnoquim.es)  
**Alicante:** Mateo Telf.: 617 38 75 04; [mboronat@tecnoquim.es](mailto:mboronat@tecnoquim.es) [alicante@tecnoquim.es](mailto:alicante@tecnoquim.es)  
**Madrid:** Gonzalo Telf.: 609 28 95 65; [gmadrid@tecnoquim.es](mailto:gmadrid@tecnoquim.es)

## CABINAS DE FLUJO LAMINAR SEGURIDAD BIOLÓGICA

<b>602-600</b>	<b>NUAIRE CLASE II Tipo A2</b> Provista protección del personal, producto y medio ambiente Ajustable p/cualquier necesidad d laboratorio. Proporciona entorno de aire limpio clase ISO 5 e incluye varias opciones. e acceso de 30 cm permite mover objetos con rapidez y facilidad dentro y fuera de la zona de trabajo. Barrera de dinámica del aire de 0.53 m/s. Flujo descendente unidireccional, verdadero laminar de 0,30 m/s. Luz UV . Ancho útil de ventana: 1,8 m. Dimensiones interiores: 1588x622x 673 mm Dimensiones exteriores: 1800x806x1956 (totales) mm Peso: 460 Kg, con ruedas. <b>PORTES NO INCLUIDOS</b>	
<b>DEMO</b>	<b>ENTREGA INMEDIATA: VERLA y disponer de espacio, longitud externa 1800-1,8 metros</b>	<b>2.100 Euros</b>

## AGITADORES


IKSM00096398 N. S. 00169489 N. S. 0096398	<b>IKA Magnético digital Gran capacidad 50 Litros sin calefa</b> Mod. MIDI MR 1D. Rango de velocidad: 0-1000 rpm. Capacidad de agitación 50 Temporizador de 0 a 56 min. Dimensiones placa: 34x35 cm		<b>390 €</b>
TNMCS102L	<b>TECHNE AGITADOR BIOLÓGICO. Mod. MCS-102L.</b> Diseñado para una suspensión óptima del cultivo celular. Velocidad 0-80 RPM. Plataforma acero inoxidable con los localizadores para los recipientes de cultivo. <b>No incluye el fungible (Recipientes cultivo)</b>		<b>850 €</b>

## BALANZAS


GPDM-1100	<b>Gram Precisión</b> DM-1100, 1100 g., 0,1 g, ajuste externo, Dim. plato 250x215 mm	<b>150 €</b>
BR80 FOB401	<b>Baxtran</b> báscula modelo FOB401 Plataforma y visor BR80, tamaño plato 40x40 cm	<b>190 €</b>

## BAÑOS MARÍA y ULTRASONIDOS



TQSM2239 92-3	<b>Baño María termostático analógico Thermo Fisher Sci.</b> Mod. 2227 ISOTEMP.		<b>490 €</b>
------------------	---	---	--------------

	Capacidad 28 litros. Dos cubetas: 5 L y 10 L. Tapa tejadillo. Rango de Tª de ambiente más 5 °C hasta 100 °C Uniformidad y estabilidad ±0,2 °C. Incluye tapas.	
1510E-MT	<b>Ultrasonidos Branson 1510, Mod. 1510E-MT</b> , Capacidad 1,9 litros, temporizador mecánico. Dimensiones útiles: 140x150x100 mm <b>Incluye Cestillo y tapa.</b>	 <b>270 €</b>

## CENTRIFUGAS

	<b>CENTRÍFUGA ANGULAR EPPENDORF</b> , Mod. 5415C Capacidad máxima tubos 18 x 1,5 ml MICROTUBOS, velocidad máx 14.000RPM	<b>590 €</b>	
--	--	--------------	---


## CONDUCTIMETROS

105005	<b>CONDUCTIMETRO DIGITAL SOBREMESA Mod. GLP</b> . Célula de medida de C.E. (0,001 µS/cm a 1000 mS/ TDS, °C. Coef. Tª lineal (0,00 a 5,00 %/°C) y no lineal Tª referencia 20 ó 25 °C o comprendido 0-99°C		<b>540 €</b>
738002	Medida por estabilidad o en continuo. Frecuencia cali Programable. <b>CELULA NUEVA INCLUIDA 5070 HACH PVP 288€ Ag. magnético incluido.</b>		
	<b>CONDUCTIMETRO PORTATIL DIGITAL WTW</b> , Mod. LF 320. Con maletín. WWLF320U. Célula TETRACON 325. N°. S. 62191086	<b>330 €</b>	

## CONGELADORES

	<b>LIEBHERR Mod. SNT 226 Litros, con 5 Bandejas independientes -18°C</b>	<b>480 €</b>
	<b>BEKO Mod. DS A33010. COMBI 310 Litros, 60x237 cm, -20 °C</b>	<b>270 €</b>


## DESECADORES

NALGENE	<b>METACRILATO</b> , con gel de sílice y eléctricos Deseccación y almacena Mantiene una humedad entre 30% a 40%		<b>210 €</b>
SANPLATEC	<b>NALGENE</b> con gel de sílice sin higrometro <b>SANPLATEC</b> . Sin gel de sílice. <b>Eléctrico</b> , con higrometro. <b>Se incluye convertidor de corriente a 220 V.</b>		<b>320 €</b>


## DISPENSADOR AGUA ULTRAPURA

ZMQSPO02	<b>Dispensador de agua Ultrapura marca MILLIPORE, modelo QOD</b>	<b>890 €</b>
----------	--	--------------


## ESPECTROMETRIA DE ABSORCIÓN ATOMICA

942339360003/ 4U	<b>GENERADOR DE HIDRUROS, THERMO Mod. VP90</b> . Lavado automático después de cada muestra. Sistema automático. Selección automática del flujo. Para análisis mercurio. Celda de absorción de cuarzo. en forma de T, 120 mm de largo y 8 mm diam. interno. Velocidad combustión sobre 600 ml/min. Reductor: normalmente borohidruro sódico Solución transporte: Bomba peristáltica, 2 canales. Calentamiento celda: Llama aire/acetileno mechero universal 50 mm. Gas portador/purga: Argón o nitrógeno (no incluido).		<b>1.900 €</b>
GE601885			

## FOTOMETRO

HI83742U	<b>FOTOMETRO COLOR-FENOL para vinos HANNA</b> . Mod. HI83742 Mediciones simples, rápidas y precisas. Kit completo de reactivos y accesorios. La determinación de los polifenoles total y el color es vital para cuantificar la aptitud del vino para una futura crianza y para controlar la máxima calidad.		<b>350 €</b>
----------	--	---	--------------

## MULTIPARAMETRICO

PC700	<b>Multiparamétrico: pH y CE</b> . Mod. PC700 <b>digital de sobremesa</b> <b>XS EUTECH con sondas, no incluye disoluciones patrón</b>	<b>420 €</b>	
-------	--	--------------	---

## pHMETROS

	<b>pH-METRO digital portátil CRISON pH25 electrodo según muestra</b>	<b>Consultar</b>
	Maletín pH25, color verde	<b>40 €</b>

	Maletín pH 507, color gris	40 €
WWPH320S.62990409	<b>pH-METRO. Portátil WTW, Mod. pH 320</b> Para medida de pH/mV. Con función calibración. Con maletín y electrodo.	295 €
	<b>pH-METRO Portátil CRISON Mod. 507, incluye maletín SIN ELECTRODO</b>	250 €

### PICNOMETRO y ESCLEROMETRO

<b>LQ110982</b>	<b>Picnómetro acero inox. 100 ml BYK Gardner referencia 1130</b>	<b>270 €</b>
<b>030200</b>	<b>Resistencia al rayado aparato ensayo (esclerómetro) Mod. 291</b>	<b>110 €</b>

<b>3000718</b>	<b>PLACA CALEFACTORA para t<sup>as</sup> regulables hasta 400 °C, 30 x 30</b>	<b>550</b>
----------------	---	------------

### REFRACTOMETROS

SH135U	<b>SHIBUYA DE MANO, N° 135, rango de 0 a 90%, 3 escalas y termómetro.</b>	120 €
SHSR03	<b>SHIBUYA DE MANO, SHSR03, rango de 0 a 32%, 1 escala y termómetro.</b>	50 €
N1	<b>ATAGO DE MANO, Mod. N1, rango 0-32 °Brix</b>	50 €
N-2E	<b>ATAGO DE MANO, Mod. N2E, rango 28-62 °Brix</b>	50 €

### TERMOMETROS

IIHD9218U	<b>DELTA OHM DIGITAL, , Mod. HD9218, con sonda termopar "K"</b>	120 €
L2TEMP3JKT	<b>XS Portátil, Mod. TEMP 3JKT, con funda de goma y sonda termopar.</b>	140 €

### TERMOBLOQUE - TERMOREACTOR

I	<b>TERMOBLOQUE BEROTZA Mod. Para tubos tipo probetero 15 ° 15'</b>	800 €
HC2313021U	<b>TERMOREACTOR HACH Mod. Digesdahl. Equipo para digestiones Kjeldahl (P, Ca, Fe, Cu, Mg, Mn, Pb, Zn, Cd, etc )(Reactivos no incluidos).</b>	595 €

### LAMPARAS ABSORCION ATOMICA DEMO Y NUEVAS

V5610007100U	<b>VARIAN multi-elemento: Cu, Co, Cr, Fe, Mn y Ni</b>	450 €
2339321501U	<b>Codificadas multielemento: Ag, Cr y Cu. Al, Si y Ti. Cd y Zn</b>	150 €/Un
2339321391U	<b>Cu y Mn cátodo hueco. Codificadas Mono elemento: As, Au, Hg, Cd no cod</b>	150 €
2339321611U		95 €

### ADQUISIDORES de DATOS y SONDAS

HXH12-002	Adquisidor de datos <b>HOBO</b> , Mod. H12-002. Rango T <sup>a</sup> : 0 a 500 °C, con cable conexión a PC	100
HXH08-032-08	Adquisidor de datos <b>HOBO</b> , Mod. H08-032-08. Rango T <sup>a</sup> : 0 a 500 °C, con cable conexión PC	125
E2010800001	Adquisidor de datos (data logger), sin <b>LED ESCORT</b>	70
E2010820002	Adquisidor de datos (data logger), <b>CONSOLE EA-INT-WIN</b>	50
HXSR01	Pluviómetro 50 cm3. <b>RAIN-O-MATIC</b>	69
HXRS1 (3uds)	Protector contra radiación solar	90
IIIR134104	Sonda <b>PHOT/C</b> , para radiómetro HD-9021	120
IIIR134105	Sonda <b>RAD/C</b> , para radiómetro HD-9021	130
IIIDEO.103050	Sonda <b>UVB</b> , para radiómetro HD-9021	155

### COLUMNAS CROMATOGRAFIA

C+054832	<b>COLUMNA Capilar SGE, Ref. C+054832, Tipo B624 30x30 32 1.8</b>	390
C+054439U	<b>COLUMNA C.SGE, Ref. 054439, Tipo BP20 (Wax). Diam. int. 0,25 mm, 30 m, 1µm. análisisalcoholes.</b>	250
C+1250737+054832	<b>Columnas J&amp;W DB-1701, 30 m, 0,53 mm, 0,5µm + BP524, 30x0.32, 1.8</b>	390
PA717032.10RC	<b>Columna MB 10/1 Nucleosil 10-5, C18</b>	450
WAJWE000305	<b>Columna Urine Catecolaminas</b>	750
ME150830.0001	<b>Columna Lichrospher S160 (5 µl), ref. 150830.0001</b>	390

### JERINGAS CROMATOGRAFIA SIN CARGO CLIENTES TQ

SU26216	<b>HAMILTON 7001 ASRN 1 UL</b>	70
HMH0084816	<b>HAMILTON 802 RNE 10 UL</b>	90
HM80308	<b>HAMILTON 701 SN 10 UL</b>	65
HM59000-25	<b>HAMILTON JERINGA DILUIDOR 250 UL 1725 BFP</b>	80

**SATYCA: Verificación, Mantenimiento y Calibración** Aparatos Laboratorio. Servicios: **electrónica, electricidad y mecánica**, atendido por personal especializado y titulado,