



TECNOQUIM, S. L.

POLIGONO INDUSTRIAL OESTE Central
Avda. Principal, P29/28. 30169 **MURCIA**
 Telf. 968880298 Fax: 968880417 calidad@tecnoquim.es
Comunidad de Madrid Buitrago Lozoya, 12 28035 **MADRID**
 Telf. 670874773 Fax: 968 880417 gmadrid@tecnoquim.es
Comunidad Castilla la Mancha
 P. IND. CAMPOLLANO C/. D, 57. Nave 9. 02007 **ALBACETE**
 Telf. 967 60 98 60 Fax: 968 880417 albacete@tecnoquim.es
Comunidad Valenciana
 Avda. General Marvá, 10 Entlo. . 03004 **ALICANTE**
 Telf. 606 71 68 06 Fax: 968880417 alicante@tecnoquim.es

“SU EMPRESA DE INSTRUMENTACIÓN”

MPD/DLAB, THERMO y PERKIN ELMER

ESPECTROFOTOMETROS VIS - UV/VIS - FT-IR y EAA

17-04-2024

www.tecnoquim.es

Por favor, solicite **OFERTA** para mejorarles las condiciones. Recuerden que somos especialistas en Instrumentación analítica. Importamos directamente ofreciéndoles: **Bajos precios, Instalación-Verificación, Formación, Mantenimiento-Repuestos, Calibraciones ENAC.**

Para recibir **Facturas, Convocatorias de Cursos, Información Técnica, Ofertas Especiales, etc. RGPD** deben aceptar nuestros envíos por e-mail y para darse de baja utilice n/Web www.tecnoquim.es en pagina principal **Política de privacidad** rellenar y enviar.

- ◆ **Entrega inmediata. DEMO. IVA no incluido.**
- ◆ **Servicio Técnico (SATYCA): Mantenimiento Calibración y Verificación.**
- ◆ Válida hasta agotar existencias. 31.12.2024
- ◆ **Portes e Instalación-Formación: Consultar.**
- ◆ Garantía de 1 año, contra todo defecto de fabricación.

CONSULTE PRECIOS, STOCK, PLAZO ENTREGA, INFORMACION TECNICA:

Murcia: Yolanda Telf.: 968 88 02 98; atencioncliente@tecnoquim.es
 Paco y Mercedes Telf.: 968 88 02 98; almacen@tecnoquim.es
Albacete: Víctor Telf.: 671 46 41 65; albacete@tecnoquim.es
Alicante: Mateo Telf.: 617387504 mboronat@tecnoquim.es
Madrid Gonzalo Telf.: 609289565 gmadrid@tecnoquim.es

MAPADA y DLAB SCI. ESPECTROFOTOMETROS Visible-VIS y VIS-Ultravioleta-UV

	<u>VISIBLE</u>	<u>VISIBLE</u>	<u>UV-VIS</u>	<u>UV-VIS</u>	<u>UV-VIS</u>	<u>UV-VIS</u>	
MODELOS	PV 1 / PV 2	PV 4-PC	P1=UV1100 y P2	P4PC / P5 PC	P 7	P 9	
Sistema Óptico	Simple haz			Doble haz			
Longitud onda-nm	320-1050 / 320-1100		195-1050 /	190-1100		190-1100	
Ancho banda-nm	4.0 / 2,0	2.0 Barridos	4,0-2.0 /	2.0-1,8 / Barridos		2.0/1,8 Barridos	
Lámpara	Halógena		Halógena / Deuterio		Halógena/Deuterio		
Exact. long. onda	± 0,8 /± 2 nm	± 0.5 nm	± 0.8 nm / ± 1 nm		± 0.3 nm		
Exact. fotométrica	± 0.05 T, ± 0.004 A, hasta 1 Abs				± 0.3% T o ± 0.003 A -1 Abs		
Luz difusa	≤ 0.2 % T	≤ 0.2 % T / 0.3 % T				0.04%T a 220nm, 360 nm	
Reproducibilidad	± 0.8 nm	± 0.3 nm				± 0.2 nm	
Rango Fotométrico	-0.3 a 3 Abs				0-200%T, -0.3 a 3. Abs		
Pantalla	TFT / LCD				LCD		
Almacenamiento	Métodos y datos (memoria interna) y USB / NO				Memoria interna y PC		
Accesorios estándar incluidos	Soporte 4 cubetas 10 mm manual Puertos: USB-(memoria métodos-datos, impresora, serie RS232				Soporte 2 cubetas 10 mm manual. Puerto USB y paralelo		
Funciones	Fotometría: Abs / %T. Cuantificación				Fotometría: Abs / %T, Cinéticas Cuantificación, Barridos (con SoftwarePC) Multilongitudes onda		
CONTROL PC	NO				SI con software		
PRECIO (€)	1.125/1.400€	2.190 €	2.490 € – 2.600€	3.500 / 4.250 €	5.100 €	5.500 €	



ACCESORIOS NO incluidos: Impresora; Sipper. Kit validación IQ/OQ (CONSULTAR).

CUBETAS CUARZO Y VIDRIO OPTICO (Muy económicas)

CUBETAS <u>CUARZO</u> 10 mm c/tapa	55 €/Unidad - 100 €/caja 2 uds
CUBETAS <u>CUARZO</u> 50 mm c/tapa	80 €/Unidad - 150 €/caja 2 uds
CUBETA <u>VIDRIO</u> 70 mm c/tapa	30 €/Unidad - 50 €/caja 2 uds
CUBETAS <u>VIDRIO</u> 50 mm c/tapa	25 €/Unidad - 40 €/caja 2 uds
CUBETAS <u>VIDRIO</u> 20 mm c/tapa	17 €/Unidad - 30 €/caja 2 uds

THERMO ESPECTROFOTOMETRO FT-IR NICOLET

FT-IR. Disponemos de los mejores equipos de Infrarrojos para caracterización molecular.

Espectroscopía infrarrojos por transformada Fourier FTIR.

- Identificar materiales desconocidos (p.ej., ciencias forenses, restauración de arte, detección de falsificaciones). Realizar análisis de contaminantes (p.ej., servicios analíticos, gemología). Aplicar ingeniería inversa a productos nuevos (p.ej., desarrollo de materiales).

PERKIN ELMER ESPECTROFOTOMETRIA de ABSORCION ATOMICA

Sistemas de absorción atómica robusto, completamente integrado, solo de llama, ideal para laboratorios que necesitan un equipo de alta fiabilidad, fácil de usar y alto rendimiento. Equipado con una innovadora interfaz de pantalla táctil y la flexibilidad de operar con nuestro software y la ayuda de nuestro especialista, km 0 en sus instalaciones, junto a los Service de Perkinelmer y TECNOQUIM-SATYCA.

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA y CALIBRACIÓN-SATYCA

TECNOQUIM S. L. ha desarrollado un inmejorable Servicio de Asistencia Técnica y Calibración, que tiene las funciones de **Verificación**, **Mantenimiento** y **Calibración ENAC** de los aparatos que comercializa para Laboratorio y Planta, disponiendo de servicios de **electrónica**, **electricidad** y **mecánica**, atendido por personal especializado y titulado e instrumentación y patrones certificados **ENAC**, **NIST**, etc. **Validamos (IQ-OQ):** **Espectrofotómetros**, **Balanzas**, **Centrífugas**, **Refractómetros** y **Autoclaves**.