



**TECNOQUIM, S. L.** Central  
 POL. IND. OESTE Av. Principal, 29/28 **MURCIA**  
 Telf. 968880298 [calidad@tecnoquim.es](mailto:calidad@tecnoquim.es)  
 Comunidad de Madrid Buitrago Lozoya, 12 28035 **MADRID**  
 Telf. 670874773 Fax: 968 880417 [gmadrid@tecnoquim.es](mailto:gmadrid@tecnoquim.es)  
 Comunidad Castilla la Mancha  
 P. IND. CAMPOLLANO C/. D, 57. Nave 9. 02007 **ALBACETE**  
 Telf. 967 60 98 60 Fax: 968 880417 [albacete@tecnoquim.es](mailto:albacete@tecnoquim.es)  
 Comunidad Valenciana  
 Avda. General Marvá, 10 Entlo. . 03004 **ALICANTE**  
 Telf. 606 71 68 06 Fax: 968880417 [alicante@tecnoquim.es](mailto:alicante@tecnoquim.es)

“SU EMPRESA DE INSTRUMENTACIÓN”

**ESPECTROFOTOMETROS  
 VIS - UV/VIS - FT-IR y EAA**

**MAPADA-DLAB SCI.**  
**PG INST. THERMO PERKIN ELMER**  
 21-04-2026  
[www.tecnoquim.es](http://www.tecnoquim.es)

Por favor, solicite **OFERTA** para mejorarles las condiciones. Recuerden que somos especialistas en Instrumentación analítica. Importamos directamente ofreciéndoles: **Bajos precios, Instalación-Verificación, Formación, Mantenimiento-Repuestos, Calibraciones ENAC.**

Para recibir **Facturas, Convocatorias de Cursos, Información Técnica, Ofertas Especiales, etc. RGPD** deben aceptar nuestros envíos por e-mail y para darse de baja utilice n/Web [www.tecnoquim.es](http://www.tecnoquim.es) en pagina principal **Política de privacidad** rellenar y enviar.

- ♦ **Entrega inmediata. DEMO. IVA no incluido.**
- ♦ **Servicio Técnico (SATYCA): Mantenimiento Calibración y Verificación.**
- ♦ Válida hasta agotar existencias. 31.12.2026
- ♦ **Portes e Instalación-Formación: Consultar.**
- ♦ **Garantía 1 año, contra todo defecto de fabricación.**

**CONSULTE PRECIOS, STOCK, PLAZO ENTREGA, INFORMACION TECNICA:**

<b>Murcia:</b> Yolanda	Telf.: 968 88 02 98;	<a href="mailto:atencioncliente@tecnoquim.es">atencioncliente@tecnoquim.es</a>
Paco y Mercedes	Telf.: 968 88 02 98;	<a href="mailto:almacen@tecnoquim.es">almacen@tecnoquim.es</a>
<b>Albacete:</b> Víctor	Telf.: 671 46 41 65;	<a href="mailto:albacete@tecnoquim.es">albacete@tecnoquim.es</a>
<b>Alicante:</b> Mateo	Telf.: 617387504	<a href="mailto:mboronat@tecnoquim.es">mboronat@tecnoquim.es</a> <a href="mailto:alicante@tecnoquim.es">alicante@tecnoquim.es</a>
<b>Madrid</b> Gonzalo	Telf.: 609289565	<a href="mailto:gmadrid@tecnoquim.es">gmadrid@tecnoquim.es</a>

**MAPADA y DLAB SCI. ESPECTROFOTOMETROS Visible-VIS y VIS-Ultravioleta-UV**

	<b>VISIBLE</b>	<b>VISIBLE</b>	<b>UV-VIS</b>	<b>UV-VIS</b>	<b>UV-VIS</b>	<b>UV-VIS</b>
<b>MODELO</b>	<b>PV 1 / PV 2</b>	<b>PV 4-PC</b>	<b>P1=UV1100 y P2</b>	<b>P4PC / P5 PC</b>	<b>P 7</b>	<b>P 9</b>
Sistema Óptico	<b>Simple haz</b>			<b>Doble haz</b>		
Longitud onda-nm	320-1050 / 320-1100		195-1050	/	190-1100	190-1100
Ancho banda-nm	4.0 / 2,0	2.0 Barridos	4,0-2.0	/	2.0-1,8 Barridos	2.0/1,8 Barridos
Lámpara	Halógena		Halógena / Deuterio		Halógena/Deuterio	
Exact. long. onda	± 0,8 / ± 2 nm	± 0.5 nm	± 0.8 nm / ± 1 nm		± 0.3 nm	
Exact. fotométrica	± 0.05 T, ± 0.004 A, hasta 1 Abs			± 0.3% T o ± 0.003 A -1 Abs		
Luz difusa	≤ 0.2 % T	≤ 0.2 % T / 0.3 % T		0.04%T a 220nm, 360 nm		
Reproducibilidad	± 0.8 nm	± 0.3 nm		± 0.2 nm		
Rango Fotométrico	-0.3 a 3 Abs			0-200%T, -0.3 a 3. Abs		
Pantalla	TFT / LCD			LCD		
Almacenamiento	Métodos y datos (memoria interna) y USB / NO			Memoria interna y PC		
Accesorios estándar incluidos	Soporte 4 cubetas 10 mm manual Puertos: USB-(memoria métodos-datos, impresora, serie RS232			Soporte 2 cubetas 10 mm manual. Puerto USB y paralelo		
Funciones	Fotometría: Abs / %T. Cuantificación			Fotometría: Abs / %T, Cinéticas Cuantificación, <b>Barridos</b> (con SoftwarePC) Multilongitudes onda		
CONTROL PC	<b>NO</b>			<b>SI con software</b>		
<b>PRECIO (€)</b>	<b>1.200 - 1.500</b>	<b>2.200</b>	<b>2.290 - 2.400</b>	<b>3.900 - 4.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.400</b>



¡¡ Impresión, soporte y validación

## CUBETAS CUARZO Y VIDRIO OPTICO (Muy económicas)

CUBETAS <u>CUARZO</u> 10 mm c/tapa	55 €/Unidad - 100 €/caja 2 uds
CUBETAS <u>CUARZO</u> 50 mm c/tapa	80 €/Unidad - 150 €/caja 2 uds
CUBETA <u>VIDRIO</u> 70 mm c/tapa	30 €/Unidad - 50 €/caja 2 uds
CUBETAS <u>VIDRIO</u> 50 mm c/tapa	25 €/Unidad - 40 €/caja 2 uds
CUBETAS <u>VIDRIO</u> 20 mm c/tapa	17 €/Unidad - 30 €/caja 2 uds

## PG Instruments. Espectrofotómetro Visible-Ultravioleta T85+

Sistema óptico: doble haz. Rango espectral: 190-1100 nm. Ancho de banda seleccionable: 0,5/1/2/4 nm. Precisión longitud de onda +/- 0,3 nm. Rango fotométrico -0,3 - 3,0 Abs. Funciones: fotometría (Abs, %T), cuantificación, barridos, multilongitud de onda, cinéticas y análisis ADN/proteínas. Control local y PC (DPA-Win). Pantalla táctil de alta sensibilidad de 10 pulgadas. Cambiador motorizado de 8 cubetas y lámparas de tungsteno y deuterio prealineadas. Incluye software DPA-Win con funciones adicionales y cumple protocolo GLP. Interfaz de PC USB.



6.400 €

## THERMO ESPECTROFOTOMETRO FT-IR NICOLET

FT-IR → Disponemos de los mejores equipos de Infrarrojos para caracterización molecular.

### Espectroscopía infrarrojos por transformada Fourier FTIR.

- Identificar materiales desconocidos (p.ej., ciencias forenses, restauración de arte, detección de falsificaciones). Realizar análisis de contaminantes (p.ej., servicios analíticos, gemología). Aplicar ingeniería inversa a productos nuevos (p.ej., desarrollo de materiales). Verificar estructura química, composición de mezclas,

## PERKIN ELMER ESPECTROFOTOMETRIA de ABSORCION ATOMICA y CROMATOGRAFIA GASES-LIQUIDOS

SAA-Sistemas de absorción atómica robustos, completamente integrados, solo de llama, ideal para laboratorios que necesitan un equipo de alta fiabilidad, fácil de usar y alto rendimiento. Equipado con una innovadora interfaz de pantalla táctil y la flexibilidad de operar con nuestro software y la ayuda de nuestro especialista postventa, km 0 en sus instalaciones, junto a los Service de Perkin Elmer y TECNOQUIM-SATYCA.

## SERVICIO ASISTENCIA TECNICA y CALIBRACIÓN-SATYCA

TECNOQUIM S. L. ha desarrollado un inmejorable Servicio de Asistencia Técnica y Calibración, que tiene las funciones de Verificación, Mantenimiento y Calibración ENAC de los aparatos que comercializa para Laboratorio y Planta, disponiendo de servicios de electrónica, electricidad y mecánica, atendido por personal especializado y titulado e instrumentación y patrones certificados ENAC, NIST, etc. Validamos (IQ-OQ): Espectrofotómetros, Balanzas, Centrífugas, Refractómetros y Autoclaves.