



TECNOQUIM, S. L.

POLIGONO INDUSTRIAL OESTE

Central

Avda. Principal, P29/28.

30169 **MURCIA**

Telf. 968880298 Fax: 968880417

calidad@tecnoquim.es

Comunidad de Madrid Buitrago Lozoya, 12 28035

MADRID

Telf. 670874773 Fax 968 880417

gmadrid@tecnoquim.es

Comunidad Castilla La Mancha

P. IND. CAMPOLLANO C/ D, 57. NAVE 9. 02007 **ALBACETE**

Telf. 967 60 98 60 Fax: 968 88 0417

albacete@tecnoquim.es

Comunidad Valenciana

Avda. General Marvá, 10 Entreplanta B. 03004 **ALICANTE**

Telf. 606 71 68 06 Fax: 968 88 04 17

alicante@tecnoquim.es

"SU EMPRESA DE INSTRUMENTACIÓN"

OFERTA CONSUMIBLES CROMATOGRAFIA

Precios muy económicos

www.tecnoquim.es

♦ **ENTREGA INMEDIATA.** IVA No incluido.

♦ **Solicite Oferta para cantidad**

♦ Portes Sin Cargo Pedidos > 160 €uros

♦ Validez: 30/12/2025

FUNGIBLES CROMATOGRAFIA

1. FILTROS JERINGA no estériles, ideales para GC/HPLC/ UHPLC.



- Libre de sustancias extraíbles, sin interferencias en análisis por MS.
- Excelentes características de filtración que aumentan la vida de la columna.

Código	Poro, µm	Ø filtro, mm	Uds. pack	Precio Pack €uros
Acetato Celulosa CA, el filtro estándar para muestras de agua				
TEGS13CA022/45	0,22; 0,45	13	100	34
TEGS25CA022/45	0,22; 0,45	25	100	44
Esteres Mixtos de Celulosa MCE para muestras acuosas				
TEGS13MCE022/45	0,22; 0,45	13	100	30
TEGS25MCE022/45	0,22; 0,45	25	100	42
PTFE, membrana hidrofóbica, resistente a la mayoría de disolventes, ácidos y bases				
TEGS13PTB022/45	0,22; 0,45	13	100	50
TEGS25PTB022/45	0,22; 0,45	25	100	62
PTFE, membrana hidrofílica				
TEGS13PTL022/45	0,22; 0,45	13	100	50
TEGS25PTL022/45	0,22; 0,45	25	100	62
Poliamida (PA) = Nylon, para líquidos acuosos y mezclas agua/orgánico				
TEGS13NY022/45	0,22; 0,45	13	100	30
TEGS25NY022/45	0,22; 0,45	25	100	42
Polietersulfona (PES), para la filtración de soluciones biológica y farmacéuticas.				
TEGS13PES022/45	0,22; 0,45	13	100	34
TEGS25PES022/45	0,22; 0,45	25	100	44
Fluoruro de polivinilideno (PVDF), membrana hidrofílica, para la esterilización y clarificación de soluciones biológicas.				
TEGS13PVL022/45	0,22; 0,45	13	100	50
TEGS25PVL022/45	0,22; 0,45	25	100	62
Fluoruro de polivinilideno (PVDF), membrana hidrofóbica.				
TEGS13PVB022/45	0,22; 0,45	13	100	50
TEGS25PVB022/45	0,22; 0,45	25	100	62

2. VIALES transparentes y ámbar



a) 2 ml, 12x32 mm, pack 100 unidades

Descripción Área escritura,	Código	Precio pack
Vidrio transparente(C)/ámbar(A), boca 9 mm (ND9), SIN	TEV09C/A	6,00
Vidrio transparente(C)/ámbar(A), boca 9 mm ND9(W) CON	TEV09CW/A W	8,00
Tapón rosca azul, septum PTFE/silicona, 9 mm, sin/con preslit (R/P).	TEC09WR/P	9,00

b) 4 ml, 14.75x45 mm, pack 100 unidades

Descripción Área escritura	Código	Precio pack
Vial vidrio transparente(1)/ámbar(3), boca 13 mm (ND11) SIN	TEV1301/3	15,00
Vial vidrio transparente(2)/ámbar(4), boca 13 mm(ND11) CON	TEV1302/4	20,00
Tapón rosca negro con septum PTFE/silicona, 13 mm, SIN	TEC13WR	18,00



3. JERINGAS cromatografía

Descripción	Cód.	€UROS
Jeringa 701N, cromatografía gases 10 µl, aguja cementada	20734	46
Jeringa 701N, cromatografía gases, 10 µl, aguja cementada 51	20779	240
Jeringa 7101N cromatografía gases 1 µl, aguja cementada 70mm	20979	108
Jeringa 1710SL, válvula para gases, 100 µl, aguja 51 mm	26281	230
Jeringa 1725SL, válvula para gases, 250 µl, aguja 51 mm	26282	270
Jeringa 5F-LC, para HPLC, 5 µl, aguja cementada	50977	70
Jeringa 10F-LC, para HPLC, 10 µl, aguja cementada	50978	60
Jeringa 25F-LC, para HPLC, 25 µl, aguja cementada	50979	65