



MOBILIARIO DE LABORATORIOS Y SEGURIDAD



"Su Empresa de Mobiliario de Laboratorio"

QUIENES SOMOS ►

Polígono Industrial Oeste

Avda. Francisco Salzillo, travesía Calle Amanecer Nave B7 - 30169 MURCIA

Tlfno. 968 37 99 16

info@coquimurmobiliario.es - www.coquimurmobiliario.es

MOBILIARIO DE LABORATORIO

COQUIMUR, S. L. es una empresa de ámbito interregional, situada en el Sur-Este español, especializada en la creación y mejora de los componentes necesarios para la fabricación y montaje de Mobiliario de Laboratorio para las industrias de Alimentación, Esencias, Aromas, Químicas y Cosmética, así como de Hospitales, Universidades-FPs, Centros de investigación y Laboratorios privados.

Promovemos, Comercializamos e Instalamos con diseño, robustez y modular.



- a). **Estructura metálica** decorativa, evita humedades, color gris.
- b). **Encimeras de resina fenólica/postformado**, blanca/gris claro RAL 7047.
- c). **Módulos**: 1 puerta 60 cm/2 puertas 90 cm, cajones (3-4), 4 ruedas 10cm/2 frenos.
Módulos reactivos pared/suelo, puertas cristal correderas, cerraduras.
- d). **Mesas centrales (dobles) y murales**.
Mesas con ruedas a medida.
Mesas balanzas anti-vibratorias, doble amortiguación, patas y soporte.
- e). **Vitrinas Extractoras Gases CE EN14175**, 1000, 1200, 1500, 1800 mm.
- f). **Vitrinas Filtrantes Gases**, eliminan contaminantes, carbón activo/zeolitas/ HEPA.
- g). **Brazos extractores articulados**, varias dimensiones/colocaciones (pared/techo),
- h). **Grifería** de agua, gases, etc. Duchas y lavaojos sobremesa, pie y murales.
- i). **Torretas/canaletas de electricidad**.
- j). Equipos y fungibles de seguridad Cabinas de flujo laminar y bioseguridad, Cámaras climáticas, Filtros HEPA y EPI's.
- l). **Precios económicos** e instalación inmediata para laboratorios completos/ampliaciones.
- ll). **Numerosas referencias**: Universidades-FPs, Industrias Alimentación, Química, Cosmética, Farma, etc. **Entregas inmediatas**. www.coquimurmobiliario.es
- ill). **Exposición** permanente visitable. Pedidos: E-mail: info.coquimurmobiliario.es

PRESENTACIÓN

COQUIMUR, S. L. como empresa especializada, desde hace más de cuatro décadas, en servicios técnicos integrales, diseño, fabricación, montaje y planificación del mobiliario en el ámbito exclusivo de los Laboratorios y despachos, ha realizado un esquema básico, que sirva de modelo a las empresas u organismos que precisan unos muebles que permitan el perfecto y seguro desarrollo de su trabajo. Aportamos soluciones innovadoras, completas y personalizadas del mobiliario con moderno diseño y nuestra tradicional movilidad/robustez.

El diseño del Mobiliario de un Laboratorio es tanto una ciencia como un arte, tiene que ver con flujos de trabajo, es necesario tener en cuenta el espacio/s destinado/s dentro del edificio: Superficie de las salas, Componentes, Aislamiento, Iluminación (600-800 lux), Paredes (blancas, claras), Distribución del mobiliario, Mesas de trabajo y gabinete, Servicios (electricidad, telefonía, informática, agua, desagües, extracción de gases, almacenamiento productos químicos, alimentación de gases, etc.). Directamente relacionado con el tipo de análisis a realizar: físicos, químicos, médicos, agronómicos, biológicos, etc. y según actividad: Industrias alimentarias/aguas/químicas, Universidades, Investigación-CSIC, Enseñanzas-IES-FPs, Hospitales, Laboratorios privados, I+D+i, etc. Control ambiental (Tª/HR).

La elevada concentración en nuestra zona de influencia de empresas y organismos dedicados a la alimentación (conservas, zumos, cárnicas, bodegas, pescados, congelados, pimentón, azafrán, etc.) **COQUIMUR** se ha orientado a la fabricación exclusiva de Mobiliario de Laboratorio de conformidad con las necesidades reales del sector e imitando la mejor tecnología de las grandes compañías internacionales.



La distribución del Laboratorio debe establecerse bajo criterios de eficiencia:

- a) Que el personal se desplace distancias cortas para realizar su trabajo.
- b) No vernos en la necesidad de realizar modificaciones/ampliaciones a corto plazo.
- c) Tener previstos los avances de la instrumentación analítica y metodologías.
- d) Utilización de taburetes, carros y mesas con ruedas que faciliten la movilidad,
- e) Medidas de seguridad (duchas, lavaojos, vitrinas extractoras gases, purificadores del aire, cabinas de flujo laminar, etc.).
- f) Debe situarse en planta baja y lejos de grandes máquinas con vibraciones y ruidos.

Las Salas del laboratorio apropiadas, deben ser las siguientes:

1. Química-Tratamiento de Muestras (mínimo 40 - 50 m²), para recepción, tratamiento de las muestras y análisis de rutina preliminares urgentes.
2. Instrumental (mínimo. 30-40 m²), contiene los aparatos electrónicos necesarios para las determinaciones analíticas específicas, protegidos de humedades y tratamientos químicos.
3. Microbiología (aprox. 30-40 m²), con los equipos de seguridad para procesamiento de muestras, esterilización y análisis diversos, perfectamente aislados.
4. Almacén Se puede reservar una pequeña sala como depósito de productos químicos por razones de seguridad y material fungible, o bien sustituirla por armarios de seguridad metálicos específicos para ácidos-bases o disolventes-inflamables.
5. Preparación de patrones Caso de ser necesario para la certificación del Laboratorio, dispondrá de una sala con instrumentación y medios necesarios, perfectamente protegidos.

El personal especializado de CQM realiza el diseño y distribución inicial de las salas de los Laboratorios a partir de la información de las dimensiones del espacio disponible y el comentario de las necesidades concretas del usuario, para a continuación sobre el terreno establecer la composición definitiva, tomando las medidas apropiadas.

INFRAESTRUCTURAS-INSTALACIONES

La sede central de COQUIMUR se encuentra en Murcia. Polígono Industrial Oeste, C/. Amanecer, 22 Nave B7. En Albacete Pol. Ind. Campollano C/. D, 57.

Constituida por los siguientes Departamentos:

- a) **Atención Cliente**, solicitudes Precios, Ofertas-Facturas Proforma de mobiliario.
- b) **Almacén**, Estanterías paletizadas con componentes clasificados y referenciados para una completa instalación de mesas y accesorios de laboratorio, etc.
- c) **Ventas-Comercial**, promociones, divulgación Web: www.coquimurmobiliario.es
E-mail: info@coquimurmobiliario.es, ofertas, Ventas y condiciones de pago.
Ventajas frente a la competencia (Instalación sin cargo y transporte a convenir).
- d) **Administración-Compras**, control de compras y ventas. Facturación y cobros, etc.
- e) **Servicio postventa**, Talleres, Mantenimiento, seguimiento años Garantía/posteriores, Verificaciones de Vitrinas Extractoras de Gases, Cambio de filtros de Cabinas, etc.



EXPOSICIÓN PERMANENTE de MOBILIARIO de LABORATORIO

Pueden visitar nuestra Exposición permanente en Polígono Industrial Oeste de Murcia, para conocer físicamente y con detalle, composición, diseño, durabilidad y colores componentes.

COMPONENTES DEL MOBILIARIO DE LABORATORIO

Como fabricantes, montadores e instaladores de **Mobiliario de laboratorios**, desde finales del siglo pasado, hemos logrado mejorar sustancialmente el **diseño**, la **calidad**, las **prestaciones** y por supuesto el **precio** respecto a los fabricantes internacionales/nacionales, al estar próximos a los clientes, actuamos en las Comunidades de Murcia, Castilla la Mancha, Valencia, Andalucía y Madrid.

Presupuestamos con importantes descuentos, cortos plazos de entrega e incluimos sin cargo la instalación, así como el transporte para ubicaciones a distancias menores de 30 Km de fábrica.

Nuestro programa incluye componentes propios del mobiliario exclusivo para Laboratorios. dirigido a Centros de Investigación, Hospitales, Empresas (Cosmética, Aromas, Zumos, Conservas, pimentón y azafrán) y organismos (Medicina, Hospitales, Farmacia, Universidades, FPs-IES, Consejerías, Centros Tecnológicos, etc.). Para empresas de Alimentación realizamos mobiliario con diseño **para cocinas, salas de catas y despachos**.



Nuestro portfolio incluye configuración y montaje del mobiliario de laboratorio compuesto por:

ESTRUCTURA METALICA. Las estructuras componentes de las mesas son metálicas protegidas con epoxi, autoportantes de gran rigidez, lo que permite soportar equipos de laboratorio de cierto tamaño y peso, espacio independiente para colocar debajo módulos extraíbles móviles. Dicha estructura está construida de tubo rectangular 60x30x2 mm, color Gris claro RAL 7047. Compuesta por 3 piezas: Patas en "C", Traseras "H" y Largueros delanteros "I".

ENCIMERAS y MODULOS móviles

- Encimeras de resina fenólica o postformado, color gris claro más actual.
- Módulos móviles: armarios una puerta y cajoneras (4-3) de 60 cm estándar.
- Módulos fregadero móviles y fregaderos (Polipropileno-PP, cerámica, inoxidable).
- Armarios murales y de pie (puertas de cristal correderas/apertura).
- Mesas: centrales, isla/península, murales, catas y balanzas.
- Accesorios: Grifería, Piletas. Duchas y lavaojos. Torretas/Canaletas de electricidad.
- Complementos: Taburetes, Espitas de gases (aire comprimido, propano, etc.).
- La estructura metálica es de tubo rectangular. Dimensiones: totales 72.5, 145 cm.
- Las encimeras son de laminado plástico decorativo de alta presión (HPL) de 20 mm, con arreglo a las Normas EN 438; el gran espesor determina su característica autoportante y gran resistencia. La decoración que se encuentra en las dos caras y el Kraft, que forma su soporte, se ha impregnado con resinas termoendurecible. TQ utiliza el compacto con color gris claro RAL 7047, menos blanco.
- El proceso de polimerización de las resinas se produce por acción de alta temperatura, 150°C, y la presión 9 Mpa. Disponemos de grosor 12,5 mm. La superficie resultante no es tóxica, es químicamente inerte y fisiológicamente segura. Resistencia a los productos químicos, a la acción mecánica y térmica, no obstante se deben limpiar de inmediato.

MÓDULOS MÓVILES

Todos los módulos van provistos de 4 ruedas (Ø 10 cm), las 2 delanteras llevan freno para poder anclarlos-inmovilizarlos en el lugar deseado.

El envoltente se fabrica en melamina de 16,19, 22 mm de espesor (dependiendo del modelo), la trasera será engargolada con un espesor de 6 mm mínimo. Los cantos de todas sus caras frontales, puertas y frentes son en PVC 2 mm.

El tirador en perfil aluminio, integrado en el propio frente superior, abarca la longitud del cajón o la puerta, lo que permitirá tirar fácilmente. Bisagras metálicas con apertura de 180-270°. Correderas de acero y rodamientos de nylon.



ARMARIO A-60

CAJONERA C-60

Armario 1 puerta (60 cm ancho) entrepaño.
Módulo cajones /3 y4) de 60 cm, 4 ruedas.

ARMARIO A-90

Armario 2 puertas (90 cm ancho) y entrepaño regulable en altura.

Módulo armario 2 puertas, 90 cm móvil
4 ruedas (2 frenos), 85x60x55 cm.



FREGADERO F-90

Módulo fregadero.

Dimensiones: 86x90x55 cm.

Materiales: Porcelana, PP, Acero inoxidable.

Formato: 1 seno, 2 senos, 1seno+escurridor,
seno+2 escurridores.



ARMARIOS REACTIVOS PARED ARP-100

VITRINAS-BRAZOS EXTRACTORES GASES



La vitrina protege al usuario frente a la exposición por inhalación de gases, vapores o aerosoles nocivos, mediante un flujo de aire inducido a través de una apertura de trabajo ajustable. Además, protegen a los usuarios frente a proyecciones o salpicaduras frontales, mediante pantalla de metacrilato.

Por razones de seguridad, en la manipulación de muestras y productos químicos en los laboratorios, las personas deben ser protegidas utilizando V.E.G. murales (CE EN14175). Los controles de desagües y suministros de agua, electricidad, vacío, aire comprimido u otros gases y líquidos, deben situarse accesibles y remotos a ser posible. De forma puntual-localizada se instalan Brazos articulados-BA, en ambos casos de diferentes tamaños y salida directa al exterior, evitar (ruido, fugas) mejor con el motor fuera del laboratorio. Los brazos de pared o techo, pueden ser de: 1'0, 1'5 o 2,0 m.

A.- VITRINAS DE EXTRACCIÓN DE GASES. HOMOLOGADAS

El motor Ventilador puede situarse con salida en el interior del laboratorio o al Exterior (x encargo).

SOBREMESA



CUERPO ÚNICO



**Certificadas Normas
CE EN14175**



SOBREMESA ASEM-IRULAB digital

SOBREMESA ASEM-IRULAB digital

HOMOLOGADA-Certificado

- ◆ **CE EN14175 COMPLETA**
- ◆ DIM. EXT.: **1.290X750X1350 mm** (AnchxProfxAlt).
- ◆ **Se incluye Mesa Metálica.**
- ◆ Estructura metálica, pintadas a/horno.
Paredes y techo interiores, material resistente de alta presión.
- ◆ Ventana guillotina, marco metálico anticorrosivo, vidrio laminado, sobre guías PVC.
- ◆ Contrapeso, cable acero.
- ◆ Soportes interiores para enrejado.
- ◆ Encimera Resina HPL.
- ◆ Mesa soporte metálica, patas reforzadas.
- ◆ Evacuación superior gases condensados.
Ventilador industrial de extracción PVC, anticorrosivo, 1500 rpm, 1/3 CV y 16/20 cm Ø.
- ◆ **Preinstalación:** Colocar tubo PVC de 16/20 cm diámetro en pared al exterior, a las 2 caras.
Panel frontal servicios: bases y protecciones eléctricas (2-3), interruptor ventilación, etc.
- ◆ **Opciones:** Pileta y grifo agua en superficie de trabajo.
Posibilidad de instalar espitas: vacío, aire comprimido o gases.
Armario de seguridad inferior 90 min., 2 puertas o 2 cajones y Divisoria.
- ◆ Regulador control de velocidad de extracción.
- ◆ **Consultar: Transporte e instalación.**
Ventilador en exterior accesible con sombrero-Chino protector de lluvia y antipájaros.
Precio: 590 €EUROS

- ◆ **CERTIFICACIÓN CE EN14175** **CONSULTAR PRECIOS**
- ◆ DIM. EXT. **1.590X750X2100 mm** (AnchxProfxAlt).
- ◆ Mesa metálica reforzada, pintada al horno.
Paredes/Techo interiores, material resistente alta presión.
- ◆ Ventana de guillotina, marco metálico anticorrosivo, vidrio laminado seguridad, s/guías PVC.
- ◆ Contrapeso.
- ◆ Encimera gran superficie trabajo Resina epoxi (HPL).
- ◆ Evacuación superior de los gases condensados.
- ◆ Ventilador Ind. PVC anticorrosivo 3000/1500 rpm 1/3CV
- ◆ Plenum de aspiración para gases pesados.
- ◆ Sistema seguridad, bloqueo ventana guillotina (400mm).
- ◆ Colector de expulsión con recogedor de condensación.
PREINSTALACIÓN: 16 cm diámetro salida exterior (colocar tubo PVC en pared, a 2 caras interna/exter.
- ◆ Panel frontal servicios: bases y protecciones eléctricas (2), interruptor ventilación, etc.
- ◆ **Opciones:**
Pileta 15X15 cm y grifo agua telescópico (se incluye cuando se necesita). Instalar espitas: vacío, aire comprimido o gases (en pared lateral).
- ◆ Iluminación fluorescente 400 lux y protección IP 65.
- ◆ Armario seguridad inferior 90 min, cubeta, divisoria y cubeta, 2 válvulas seguridad, cierre automático.
Modelos Armarios Seguridad: AC1200/50 CM 2 puertas y AC1200/50 CM 2 cajones.
- ◆ Instalación del Ventilador en exterior accesible con sombrero-Chino protector de lluvia y antipájaros.
Precio: 590 €EUROS

VITRINA DE EXTRACCIÓN DE GASES DE LABORATORIO INDLAB-1500 cm

Certificado UNE-EN 14175-2:2003 **CONSULTAR PRECIO**

Marcado CE directiva 2014/30/UE (compatibilidad electromagnética) y 2014/25/UE (baja tensión) para Ácidos concentrados PVC Requisitos de seguridad y de funcionamiento.

Certificado UNE-EN14175-7:2012.

- ◆ Dimensiones Exteriores: 1590X750X1350 MM
- ◆ Se usa alto material de calidad lo que garantiza su elevada durabilidad y resistencia química propia de los productos. Ausencia total de materiales porosos, que se corroen fácilmente en áreas expuestas a contacto prolongado corrosivo. Aseguramos el mantenimiento y las revisiones periódicas documentadas. Estructura metálica (acero y aluminio). Superficie de trabajo en resina fenólica anti ácido y grueso revestimiento, protección total. Las paredes laterales y la pantalla de la cara en endurecido vaso. Iluminación LED interior.
- ◆ Controlador digital con pantalla de 3" e interfaz multilingüe. Bandeja de goteo de condensación en el escape superior. Montaje sin dispositivos de fijación visibles o expuestos a corrosión.
 - Encimera de laboratorio de resina fenólica, Dim. 1460x750x30 mm. Recomendada para todas las aplicaciones donde se exija una resistencia superior a productos químicos agresivos, mecánicos y altas temperaturas, durante, periodos prolongados.
 - Pileta en polipropileno-PP - Dimensiones internas: 250x100 mm.
 - Grifo de agua fría montado en panel trasero, recto, con conector de manguera.
 - Mango telescópico para control remoto del grifo de PP antiácido, color norma EN13972.
 - 3 enchufes individuales, tipo "Schuko" 10 / 16A, 250V ~ 2P + E, instalados en estuche protector con tapa de cierre automático, IP65 (con tapa seguridad).
 - Protección MCB (Interruptor Magnético). 2 polos, 16^a-230V
 - Electrónica para la gestión y el control de la vitrina de gases, incluye:
 - Panel de control táctil. Control de la vitrina mediante software específico.
 - Alarmas operacionales, según la norma EN 14175, con registro de alarmas.
 - Interruptores de seguridad.
 - Sistema de ventilación de volumen de aire variable (V.A.V.), para la regulación continua del flujo de aire y el control de velocidad de la cara, que incluye:
 - Extractor ventilador en exterior conexiónado y en funcionamiento, PVC. **Implica:**
- ◆ **Preinstalación por el Usuario, en lugar accesible y seguro.**
 - Anticorrosivo, 1500 RPM, 1/3 CV, 16/25cm Diámetro.
 - Inversor para el control de frecuencia continua de velocidad rotación ventilador.
 - Sistema de control de retroalimentación de extracción por velocidad a través de sonda de anemómetro de alambre-hilo caliente. Visualización en tiempo real de la velocidad de la cara operativa en panel operador. Compatibilidad electromagnética y 2014/25/UE (baja tensión).
- ◆ (a): Colocar tubo PVC-corrugado o fijo, 16 o 25 cm diámetro en la pared al exterior, a las 2 caras.
Opciones: Pileta/grifo, Espitas Gases, Armarios de seguridad bajos. Consultar Transporte/instalación.

Mod. INLAB 1.200



Mod. INLAB 1.500



Mod. ENS



VITRINA DE EXTRACCIÓN DE GASES INDLAB-1200 cm

◆ Certificado UNE-EN 14175-2:2003 [CONSULTAR PRECIO](#)

Marcado CE directiva 2014/30/UE (compatibilidad electromagnética) y 2014/25/UE (baja tensión) para Ácidos concentrados PVC Requisitos de seguridad y de funcionamiento y Certificado UNE-EN14175-7:2012.

- ◆ Se usa alto material de calidad lo que garantiza su elevada durabilidad y resistencia química propia de los productos. Ausencia total de materiales porosos, que se corroen fácilmente en áreas expuestas a contacto prolongado corrosivo. Aseguramos el mantenimiento y las revisiones periódicas documentadas.
- ◆ Estructura metálica (acero y aluminio). Superficie de trabajo y forro en resina fenólica anti ácido y grueso revestimiento, protección total. Las paredes laterales y la pantalla de la cara en endurecido vaso. Iluminación LED interior.
- ◆ Controlador digital con pantalla de 3" e interfaz multilingüe.
Bandeja de goteo de condensación en el escape superior. Montaje sin dispositivos de fijación visibles o dispositivos expuestos a corrosión. Tener en cuenta la alimentación de agua y desagüe. Transportamos e Instalamos la Vitrina, teniendo acceso al lugar definitivo reservado, utilizando vehículo y transpaleta, en ningún caso subir con grúa o a mano los componentes de la V. E. G.). Se conecta al interior del tubo PVC y realiza la conexión a la red eléctrica, para puesta en funcionamiento y explicación de los pormenores. La colocación del extractor en el exterior exige: 1. Acceso exterior seguro. 2. Colocación soporte y sombrero de protección. Conlleva una Oferta aparte.
- ◆ Dimensiones exteriores: 1.250x1020x2500 mm
- ◆ **Compuesto por:**
 - Estructura resistente a productos químicos. Hoja-ventana de deslizamiento vertical realizada en Lexan glass resistente a ácidos, está equipada con dispositivo anticaídas y cierre de seguridad.
 - Registro para cables / tuberías para alimentar instrumentación. Dimensiones nominales de superficie trabajo: 1460x750mm, alt. 900 mm desde el suelo.
 - Lámpara instalada fuera del área de trabajo, con tubos LED aislados en caja.
 - Encimera de laboratorio de resina fenólica, Dim. 1460x750x30 mm. Especialmente recomendada para todas las aplicaciones donde se exija una resistencia superior a productos químicos agresivos, mecánicos y altas temperaturas, durante periodos prolongados.
 - Pileta en polipropileno-PP - Dimensiones internas: 250x100 mm.
 - Grifo de agua fría montado en panel trasero, recto, con conector de manguera.
 - Mango telescopio control remoto grifo de PP antiácido, color compatible con la norma EN13972.
 - 4 enchufes individuales, tipo "Schuko" 10 / 16A, 250V ~ 2P + E, instalados en estuche protector con tapa de cierre automático, IP65 (con tapa seguridad).
 - Protección MCB (Interruptor Magnético). 2 polos, 16^a-230V
 - Electrónica para la gestión y el control de la vitrina de gases, incluye:
- ◆ Panel de control táctil. Control de la vitrina mediante software específico.
- ◆ Alarmas operacionales, según la norma EN 14175, con registro de alarmas.
- ◆ Interruptores de seguridad. Inversor para el control de frecuencia continua de velocidad rotación ventilador.
- ◆ Sistema de control de retroalimentación de extracción por velocidad a través de sonda de anemómetro de alambre-hilo caliente.
- ◆ Visualización en tiempo real de la velocidad de la cara operativa en el panel del operador.
- ◆ Compatibilidad electromagnética y 2014/25/UE (baja tensión) de PVC. Extractor ventilador en exterior conexión y en funcionamiento.
- ◆ Implica: **Preinstalación por el Usuario, lugar accesible y seguro.**

CONDICIONES: **DESCUENTO, TRANSPORTE (< 30 Km) e INSTALACION INCLUIDOS.**

INSTALACION EN PLANTA BAJA o DISPONER DE MONTACARGAS p/transpaleta.

FORMA DE PAGO: **TRANSFERENCIA IBAN.**

GARANTÍA: **2 AÑOS CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN.**

VALIDEZ DE LA OFERTA: **30 DIAS desde fecha F. P.**

PLAZO DE ENTREGA: **INMEDIATA, UNA VEZ ACEPTADO EL PRESUPUESTO.**

NO SE INCLUYE: ALBAÑILERIA, FONTANERIA, RETIRADA DE RESIDUOS, etc.

CARACTERÍSTICAS VITRINAS DE EXTRACTORAS DE GASES

Altura (cm)	250 - 260	250 - 260	250 - 260
Salida gases al exterior, con tubo de PVC (16/25 cm Ø y a 250-260 cm de altura).	SI	SI	SI
Toma de electricidad cercana.	SI	SI	SI
Toma de agua cercana (1/2 pulgada Ø).	SI	SI	SI
Un desagüe para pileta (40-50 mm Ø).	SI	SI	SI
DIMENSIONES REALES VITRINAS			
Anchura (cm)	180	150	120
Fondo (cm)	75	75	75
Altura (cm)	235	235	235

B.- PREINSTALACIÓN DE VITRINAS DE EXTRACTORAS DE GASES

Previo a una instalación de cualquiera de los modelos de Vitrinas Extractoras de Gases se hace necesario por parte del usuario, de unos requerimientos mínimos de infraestructura indicados en la siguiente tabla de preinstalación (07-2023).

Preinstalación:

Colocar tubo PVC-corrugado 16/25 cm diámetro en la pared al exterior, a las 2 caras.

EMPRESA:	NIF:	Dirección:
Responsable:		Dpto.:
Tlf.:	Fax:	E-mail:

Opciones: Pileta/grifo, Espitas Gases, Armarios seguridad bajos. Consultar: Transporte/instalación.

MARCA/MD.Nº SERIE/RPM			
EXAMEN VISUAL. Externo-E/Interno-I del laboratorio			
FUNCIONAMIENTO UNIDAD CONTROL			
TUBO del EXTRACTOR		mm diámetro	
Instrucción Seguridad en el frontal.			

MOBILIARIO de DESPACHOS y COCINAS del CONTROL de CALIDAD

Disponemos de mesas de despacho. Le ofrecemos gama de modelos, desde básicos hasta de diseño. Nuestras mesas se adaptan a cualquier circunstancia de armonía y sostenibilidad y a todos los presupuestos. Pensamos en su ahorro, no solo tendrá unos magníficos precios, también resolvemos sin cargo el transporte y el montaje de sus mesas de despacho.

También podemos instalar mesas de cocina para ensayos de productos de alimentación, de diseño y en consonancia con el mobiliario de sus laboratorios y despachos de los técnicos.

DESPACHOS Y SALAS DE JUNTAS



MOBILIARIO de COCINA para ensayos de empresas de alimentación



VENTAJAS DE NUESTRO MOBILIARIO

IMPORTANTE DISEÑO y NOVEDADES, PRECIOS MUY ECONOMICOS

1	Color corporativo en Estructura metálica robusta (a petición), Estándares, más económicos, color Gris claro RAL7047.
2	Vitrinas extractoras de gases homologadas CE EN14175 de importación: 1.200, 1.500 y 1.800 mm. Encimeras HPL, resina fenólica.
3	Módulos fregadero móviles: Armario con ruedas (facilitar limpieza y acceso ante averías) y Fregaderos en Polipropileno-PP, INOX. o Porcelana.
4	Mesas de balanzas doble amortiguación (4 silentblock en superficie pesada de granito y patas).
5	Encimeras resina fenólica, mayor superficie de trabajo (75 cm)
6	Esquinas en estructura metálica (bisel) (mas estéticas y facilitan el paso).

Transporte e Instalación incluidos desde Murcia (< 30 km). Entrega inmediata.

- Más de 300 referencias, mayoritariamente en empresas y organismos públicos.
- Adaptamos/Modificamos el Proyecto y Diseño, bajo las sugerencias del Cliente.
- Proyectos según necesidades propuestas por el usuario (nuestros mejores precios/descuentos).
- Garantía mínima 3 años, ante cualquier defecto de fabricación. Se recomienda correcto tratamiento, limpieza e higiene de encimeras y módulos.
- Kilómetros Cero: P. I. Campollano-Albacete y P. I. Oeste en Murcia.
- Exposición permanente visitable en Polígono Ind. Oeste, Murcia.
- Idénticos componentes y materiales que cualquier fabricante multinacional.

A. Grifería: española e italiana.

B. Encimeras resina fenólica.

C. Modulaje (armarios, cajoneras y fregaderos) estándar de 60 cm ancho, móviles con 4 ruedas de 10 cm diámetro, 2 con frenos.

Una de las fases fundamentales en el desarrollo de un nuevo proyecto es el proceso de diseño, dado que algunas de las decisiones iniciales pueden comprometer o limitar la completa funcionalidad y ergonomía del nuevo laboratorio. Nuestro afán de mejora continua y la voluntad de estar a la vanguardia tecnológica nos anima a la formación permanente en todas las áreas relevantes de la empresa, facilitando la mejor composición y distribución del equipamiento, por razones de seguridad y economía.

Realizadas las instalaciones del Mobiliario de Laboratorio, junto a los equipos de Seguridad (Vitrinas y brazos extractores de gases), y posibles instalaciones de Cabinas de flujo laminar y filtración y Cámaras climáticas, es necesario el mantenimiento y revisión periódica a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica). Se llevan a cabo:

Transporte. Realizado con nuestros vehículos diferentes tamaños puerta trasera elevadora, para facilitar la descarga y traslado a lugar accesible establecido por el usuario, mediante transpaletas y elevadora, más rapidez y seguridad.

Instalación del Mobiliario de Laboratorio. A continuación, se procede a la instalación de la Estructura metálica que ha de soportar el montaje de las encimeras (resina fenólica o postformado), los módulos móviles o fijos murales/suelos colocados en el lugar que se desee en el laboratorio

Vitrinas y Brazos articulados de extracción de gases. Parte más compleja de instalar, la recomendación es que los ventiladores se instalen en el exterior, informando al usuario que la preinstalación ha de realizarse internamente, facilitamos información y material.

Ampliación de Mobiliario. Cuando un cliente dispone de nuevas salas y precisa ampliar el mobiliario, procedemos a realizarlo respetando diseño, colores y naturaleza de todos los componentes anteriores (estructura metálica, encimeras, módulos varios y accesorios), bajo su opinión y revisión.



INFORME VERIFICACION de VEG/CAMPANAS/BRAZOS extracción

CHECK LIST-EVALUACION ELEMENTOS SEGURIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES	REPARACIÓN
1. COMPONENTES MECANICOS SEGÚN PROTOCOLOS			
SUPERFICIE TRABAJO:			
SUPERFICIE UTIL (AXH): Flexómetro			
AISLAMIENTO JUNTAS INTERNAS			
DESLIZAMIENTO PIEZAS MOVILES			
SUJECCIÓN PIEZAS FIJAS PESTAÑAS SEGURIDAD.			
ESTADO DE PESAS. Compensadas: SI. Grapas: NO			
FUNCIONAMIENTO VENTANA GUILLOTINA (1/2 hojas)			
ESTADO CABLE ACERO GUILLOTINA			
Diámetro (mm): Inox-I RULINAS (B)			
MOVIMIENTO VERTICAL: Manual-M			
ARMAZÓN INTERIOR (Paredes y Techo)			
ARMAZON EXTERIOR			
2. CONTROL DE LA GRIFERIA			
GRIFERIA AGUA, PILETA y DESAGÜE. ESPITAS GAS			
3. CONTROL DE LA ELECTRICIDAD			
ELECTRICIDAD: INTERRUPTORES (Extracción e Iluminación) y TOMAS			
ELECTRICIDAD Polímero			
INTENSIDAD ILUMINACION Flexómetro			
4. CONTROL DE LA CAMARA DE LA VITRINA			
VELOCIDAD DEL AIRE en diferentes posiciones internas y altura de ventana-guillotina Anemómetro		Ver hoja siguiente	
ESTANQUEIDAD CAMARA Ensayo Generador de Humos			
GASES: N2, Ar, Gas ciudad, Aire comprimido, Vacío			
5. CONTROL DEL EXTRACTOR-VENTILADOR			

SUSTITUCIÓN de los FILTROS de CABINAS de FLUJO LAMINAR

(vertical u horizontal) una vez desinfectadas en los casos necesarios por el usuario. Un flujo de aire estéril de Clase ISO 5 pasa a través de un filtro HEPA H14 a una velocidad constante. Transcurrido un tiempo (nº horas programadas) es necesaria la sustitución del filtro HEPA.

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	DIARIO	MENSUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	2 AÑOS	3 AÑOS
Descontaminación de la superficie de trabajo.	X	X				
Verificación de alarmas.	X					
Limpieza superficie exterior.		X				
Limpieza de la ventana.	X					
Inspección de la cabina por anomalías físicas o mal funcionamiento.			X			
Limpieza profunda de manchas rebeldes de la superficie de acero MEK.			X			
Recertificación.				X		
Chequeo de las funciones del equipo -gral.				X		
Cambio de lámpara fluorescente.					X	X
Cambio de lámpara UV.						
Cambio de pre-filtro.				X		

SUSTITUCIÓN de los FILTROS de CABINAS de FILTRACIÓN

Los tóxicos químicos producidos no son liberados al exterior, sino que son retenidos en los filtros de carbón activo o de zeolitas, combinados con filtros HEPA o ULPA. El personal del SAT sustituye dichos filtros según marcas de las cabinas.

- **SOPORTE:** Catálogos, Fichas de seguridad, Técnicos, Solicitudes DEMO y otros.
- **SERVICIOS:** Presupuestos, Postventa-SAT mantenimientos y calibraciones Información, Formación (video llamadas TEAMS).
- **LEGAL:** Condiciones de venta, Envíos-portes, Garantías equipos Laboratorio según marca, política privacidad y cookies.

ARMARIOS de SEGURIDAD



Todo laboratorio en el que habitualmente se permanece en contacto diario con productos químicos debe tener por seguridad, recogido en la legislación actual, un lugar de almacenamiento obligatorio según Norma. El objetivo de un Armario de seguridad es la protección del personal, productos e instalaciones. Disponemos de un importante stock de armarios para entrega inmediata [Inflamables](#), [Ácidos/bases](#) y [Fitosanitarios](#), con cumplimiento de normativas [EN 14470-1](#) (Tipo 90 minutos de resistencia al fuego), conformidad CE, vehículos apropiados (tamaño, capacidad, potencia y puerta trasera elevadora) para transporte y colocación en lugar accesible con transpaletas, para pisos montacargas del cliente. Conductos de aire integrados listos p/conectar al sistema de extracción, no incluido en todos los modelos. Conexión al exterior, ventilador o salida directa chimenea, no incluida.

CABINAS DE FUJO LAMINAR y BIOSEGURIDAD



Las **Cabinas de flujo laminar-CFL**, son instrumentos que se emplean para disponer de ambientes libres de contaminación, logran proporcionar aire descontaminado de partículas de hasta 0.1 micras. En el laboratorio es importante que toda actividad sea realizada con pulcritud, limpieza y precisión, para que los resultados sean 100x% fiables. Las CFL proporcionan un área delimitada con superficies fáciles de limpiar y desinfectar con un flujo de aire filtrado a través de prefiltros, que retienen las partículas más gruesas presentes en el aire y filtros HEPA H14 o superior, capaces de retener partículas de tamaño superior a 0,3 μm con eficiencia de 99,995%.

Las cabinas de flujo laminar **vertical** son aquellas en las que el flujo de aire unidireccional se mueve a través de líneas paralelas horizontales, desde la parte superior del equipo. Flujo de aire estéril de Clase ISO 5 donde el aire pasa a través de un filtro HEPA H14 a una velocidad cte. que recorre la cabina en régimen laminar vertical descendente generando un área estéril, protegiendo al producto de la contaminación externa y posibles contaminaciones cruzadas entre muestras, pantalla protectora transparente cubre frontal superior.

Las cabinas de flujo laminar **horizontal** son aquellas en las que el flujo de aire unidireccional se mueve a través de líneas paralelas horizontales, es decir desde la parte posterior del equipo hacia el operador gracias a que el filtro HEPA se ubica en la parte posterior de la campana. Es ideal para trabajos que deban asegurar la protección de los productos frente a contaminaciones externas y cruzadas. Este equipo no puede utilizarse para trabajar con productos peligrosos (ciertos antibióticos y quimioterápicos), ya que durante la manipulación se pueden generar aerosoles que el flujo de aire lleva al operador. Aplicaciones en Biología (Microscopía clínica, cultivos celulares vegetales y Química (Análisis metales traza, trasvase sustancias activas-fármacos. Electrónica/óptica.

Cabinas de Flujo Laminar Cabina de Bioseguridad		Cabinas de Flujo Laminar		Cabinas de Bioseguridad	
Modelo	Clase	Velocidad de flujo (m/s)	Flujo de aire (m³/min)	Protección al personal	Protección al producto
1	ISO 5	0.3	100	100%	100%
2	ISO 5	0.3	100	100%	100%
3	ISO 5	0.3	100	100%	100%
4	ISO 5	0.3	100	100%	100%
5	ISO 5	0.3	100	100%	100%
6	ISO 5	0.3	100	100%	100%
7	ISO 5	0.3	100	100%	100%
8	ISO 5	0.3	100	100%	100%
9	ISO 5	0.3	100	100%	100%
10	ISO 5	0.3	100	100%	100%

La **seguridad-CSB** son espacios de trabajo con circulación forzada de aire que ofrecen diferentes niveles de **protección al trabajador, al ambiente de trabajo y al producto** manipulado frente a los riesgos asociados a agentes biológicos peligrosos y otros materiales infecciosos (bacterias u otros), excluyendo materiales radiactivos, tóxicos y corrosivos, este triple objetivo se consigue, dependiendo de las características de la CBs, mediante el control de los flujos de aire que circulan por el interior de la cabina y depurando tanto el aire que circula como el que se expulsa al exterior mediante filtros absolutos (tipo HEPA). El uso de las CSB se hace necesario cuando en el procedimiento de trabajo existe la posibilidad de que se generen aerosoles peligrosos, como puede suceder en operaciones de centrifugación, trituración, mezclado, agitación enérgica, disrupción sónica, apertura de envases de materiales infecciosos cuya presión interna pueda diferir de la ambiental, flameado de asas siembra y en operaciones con animales infectados. Categorías: Clase I, Clase II (tipos A1/A2 y B1/B2) y Clase III (UNE-EN 124693).

CABINAS DE FILTRACIÓN DE GASES

Las cabinas de filtración química sin conductos al exterior permiten eliminar agentes contaminantes gaseosos y/o partículas sólidas/aerosoles de su zona de trabajo de forma simple y eficaz, segura, eficiente y rentable, protegiendo tanto al usuario como al medio ambiente. Principales ventajas:

a). Protección del personal, el entorno y respeto del medio ambiente. Protege al operario que realiza trabajos en el interior de la cabina, los tóxicos químicos producidos no son liberados al exterior son retenidos en los filtros de carbón activo/zeolitas, combinados con filtros HEPA/ULPA.

b). Flexibles y conectables. Diseñadas para adaptarse a cualquier espacio, con columnas de filtración, fáciles y rápidas de instalar. Pueden ser utilizadas en áreas de difícil extracción de aire contaminado, como en niveles inferiores de edificios y fácil su reemplazamiento. Conectable a smartphoney envían información en tiempo real.

c). Ahorro económico y rápida instalación y uso. No necesita obras para conductos de extracción o evacuación de gases al exterior por lo que no se generan costes adicionales.

d). Ahorro energético. No consumen el aire acondicionado del laboratorio, lo que reduce los costes de energía: el aire aspirado no es expulsado sino recirculado de nuevo al laboratorio libre de sustancias contaminantes. Aumenta la productividad



CÁMARAS CLIMÁTICAS

En una cámara climática la temperatura y la humedad se distribuyen de modo homogéneo y estable durante el tiempo establecido. Cumplen con los estrictos requisitos de [DIN 12880:2007-05](#) y cuentan con un máximo de características de seguridad, así como con una serie de opciones de programación y documentación. Prevalece un clima definido de Tª y HR programables, proporcionando elevada fiabilidad y homogeneidad durante los ensayos de estabilidad de acuerdo con las directrices del ICH-OMS-EMA, etc. y climáticos o el acondicionamiento, perfectamente diseñadas para simular condiciones climáticas, normalizadas y reproducibles. Amplia gama de aplicaciones, poder realizar ensayos incluido el crecimiento de plantas y estudios de insectos. La regulación activa de la humedad proporciona un entorno controlado para ensayos acelerados de durabilidad y ensayos 85/85. Las cámaras de ensayo de envejecimiento (térmicas o climáticas) permiten mantener parámetros de temperatura estables (0 – 60 °C o 0 – 100 °C) y la humedad (30 – 90 % con el humidificador ultrasónico o 10 - 90% para el humidificador de vapor). Las cámaras ambientales permiten controlar la luz, la humedad, la presión del aire y el gas, disponibles en múltiples capacidades, desde kits de cámara fría y estufas microbiológicas directas hasta cámaras de calidad industrial con opciones de configuración para adaptarse a variedad de propósitos. Ideales para estudios de estabilidad de fármacos, pruebas de vida útil, almacenamiento a temperatura controlada e investigación biológica de insectos u otras.



MEDIDAS, PREPARACIÓN MATERIALES y TRANSPORTE MOBILIARIO

Previamente a generar el Presupuesto al cliente se toman las [medidas](#) de la Sala para Laboratorio y las correspondientes a las mesas (murales, centrales, de balanzas, etc.), así como Vitrinas Extractoras/Filtrantes de Gases y las necesidades de Módulos a adaptar bajo encimeras o fuera en suelo o paredes.

Una vez aceptada la Factura Proforma, se procede a tomar de nuevo las medidas, incluyendo posibles modificaciones, para entregar el Presupuesto definitivo. La organización de COQUIMUR S. L. dispone de furgonetas y camión con puerta trasera elevadora (<1000 kg), junto con transpaletas, una de ellas elevadora (> 400 kg) que facilitan el transporte de todos los materiales necesarios para la instalación del mobiliario de Laboratorio. Cuando son varios laboratorios o de grandes dimensiones a amueblar, son necesarios varios desplazamientos, siempre aplicando todo tipo de precauciones de seguridad, para no dañar los materiales.



Previo al transporte de los materiales necesarios para las instalaciones, se realiza la separación de los mismos, a partir de la composición establecida por el cliente, para ello se preparan los siguientes componentes:

1. **Estructuras metálicas** (Patas, Traseras y Largueros, caso de incluir puertas de registro se adicionan los perfiles metálicos para las puertas deslizantes).
2. **Encimeras de resina fenólica o postformado**, cubrir las mesas centrales o murales, cortadas a medida, si procede, en caso contrario, realizar los cortes en el momento de su instalación.
3. **Módulos móviles**, deben estar preparados y simplemente contarlos clasificados según necesidades (Armarios una o dos puertas, Cajoneras 4/3, Vitrinas pared, Fregaderos, Armarios de pie, etc.).
4. **Mesas centrales, murales, de balanzas y de catas**, se montan "in situ" llevando los componentes necesarios, ajustando según necesidades, incluyendo fregaderos.
5. **Accesorios en stock**, Gritería de agua y gases, Piletas y Fregaderos (PP, INOX o Porcelana), Torretas/Canaletas de electricidad, Lavaojos y Duchas de emergencia, Taburetes de laboratorio, etc.



"SU EMPRESA DE MOBILIARIO DE LABORATORIO"
POLITICAS de CALIDAD, MEDIOAMBIENTAL y
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA-RSC
www.coquimurmobiliario.es

Polígono Industrial Oeste
Avda. Francisco Salzillo, travesía Calle Amanecer Nave B7
30169 MURCIA
Tlfno. 968 37 99 16
info@coquimurmobiliario.es



POLÍTICA DE CALIDAD

La organización esta en proceso de renovación del certificado de Calidad ISO 9001:2015, lo ha tenido con el nº ES104140-1. El organigrama de la empresa bajo alta Dirección tiene los siguientes Dptos.: Marketing, Ventas-Comercial, Almacén, Contabilidad, SAT y Mobiliario.

La Dirección de COQUIMUR, S. L. se compromete de forma inequívoca y explícita con la Calidad, entendida como la consecución de la satisfacción de sus clientes en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios, técnicos y postventa que afecten a la actividad que se realiza y mejorando continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, según la aplicación y adaptación a la norma EN ISO 9001 2015, de acuerdo a:

1. La correcta gestión comercial, seguida de montaje, instalación, mantenimiento y mejora del mobiliario de Laboratorio moderno, eficiente, robusto y practico.
2. La adecuada atención en cuanto a la entrega de Información técnica, Presupuestos, Contratos de mantenimiento, Albaranes/Facturas, Accesorios, Ampliaciones y la instalación de aparatos, así como el posterior servicio posventa, cumpliendo con la finalidad de los servicios en calidad, coste y plazo. "Hot line" para consultas, averías o reclamaciones, así como verificaciones de Vitrinas Extractoras/Filtrantes de Gases o Cámaras de Flujo Laminar y Bioseguridad, junto a Cámaras climáticas y sustitución de Filtros.
3. Cualquier otra actividad que genere formación, información y confianza en sus clientes, proveedores y empleados.
4. Buscar la excelencia de nuestros servicios, capacidades técnicas, relaciones humanas y competitividad. La calidad se consigue a través de la prevención, cada uno es responsable de los productos y servicios que genera.
5. Fomentar la motivación, participación y desarrollo de todos los miembros de la organización para garantizar la estabilidad de la empresa. Cuidar la prevención de riesgos laborales, para mantener la seguridad y salud de todos. Mantener la higiene y limpieza.
6. Contribuir al progreso social por una mejora de la calidad de vida, asociada a los avances tecnológicos. Cuidar el medio ambiente.
7. Se asegura la aportación necesaria de recursos humanos, económicos, estructurales y técnicos que permitan el cumplimiento de la planificación de la Calidad y el logro de los objetivos fijados, propiciando la mejora continua, el progreso y el respeto a la sociedad.

DECLARACIÓN AMBIENTAL

COQUIMUR, S. L se compromete a respetar en el desarrollo de sus actividades profesionales el Medido Ambiente ISO14001:2015 y de la Energía ISO 5001, disponiendo los medios humanos, económicos, infraestructura y tecnológicos, para mantener los principios:

- Cumplir la normativa Medioambiental, así como realizar los controles y auditorias necesarias, hasta alcanzar la norma ISO 14001:2015.
- Cumplir la normativa relativa a la gestión de la Energía hasta alcanzar la norma ISO 5001. Cuidar el ahorro energético.
- Cuidar la prevención y minimización de la contaminación que pudiera derivarse de sus actividades comerciales y postventa, productos en stock y servicios a realizar.
- Mantener de forma apropiada las instalaciones y el control de productos existentes (estructuras metálicas, módulos diversos, encimeras, herramientas, accesorios y reactivos químicos) almacenados ordenadamente para su montaje y distribución.
- Establecimiento permanente de contenedores y registros para la gestión interna de los posibles residuos generados (cortón-papel, plástico, pilas, tubos fluorescentes, palets, productos químicos caducados, etc.), consecuencia de la actividad desarrollada.

- Cumplir con los requisitos establecidos por las leyes y reglamentos ambientales mediante la implantación de las medidas necesarias para ello, así como los derivados del compromiso por el Desarrollo Sostenible adoptado en la Adhesión al Acuerdo Voluntario por la Responsabilidad Ambiental.

- Revisión periódica de objetivos medioambientales y compromiso de mejora continua.

- Contribuir al sostenimiento o mejora de la calidad de vida del personal de la empresa y cualquiera que nos visite, asociada a los avances tecnológicos y respeto al M. Ambiente.

- Formación y concienciación del personal en temas relacionados con el Medio Ambiente, para propiciar su participación, aceptación y respeto.

- Motivar a nuestros clientes y proveedores para que asuman los principios recogidos.

- Mantener relación abierta y de colaboración con las entidades públicas y grupos interesados, para proteger y conservar el Medio Ambiente.

Esta Política Medio Ambiental ha de redundar en el progreso, calidad de vida y mejora futura para todos. Declaración responsable para su actividad según la ley 4/2009, de protección ambiental integrada. COQUIMUR ha realizado el comunicado de pequeño productor de residuos peligrosos, gestionando los posibles residuos de manera adecuada, hace su separación en origen para sus depósitos y posterior entrega a los puntos limpios y gestores autorizados y dispone de un archivo cronológico de los residuos en cumplimiento de Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

También se controla en cumplimiento de la Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y conservación en el consumo de agua en la CARM, se dispone de sistemas de ahorro de agua en los aseos y concienciación sobre el consumo de la misma. En cumplimiento con el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, menor consumo de gasoil, apagar los vehículos al no estar en movimiento. Medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural. Los vehículos de la organización realizan sus revisiones e inspecciones periódicas en cumplimiento con el Real Decreto 2042/1994 por el que se regula la inspección técnica de vehículos, modificado por el Real Decreto 711/2006. En su proceso de diseño y gestión de proyectos, la empresa cumple con lo establecido en el Código Técnico de Edificación. Así como se usan normas específicas como guía para el diseño y desarrollo de los mismos.

Medidas tendentes a reducir el impacto ambiental:

Es una preocupación constante desde el inicio profesional de esta Organización en relación a sus instalaciones en beneficio del personal propio y posibles clientes, proveedores o miembros de la Administración que puedan visitarnos, el hecho de minimizar los impactos ambientales de la actividad desarrollada en la empresa, gestionando correcta y escrupulosamente, a diario, los residuos que se puedan producir, manteniendo limpieza, orden y la desinfección:

a) **Aguas residuales.** Al no producir fabricado alguno y únicamente adquirir materiales y productos cerrados, para su entrega sin manipulación al cliente final, no se generan residuos, salvo los propiciados por el personal de la empresa consecuencia en la apertura de paquetes-embalajes y actos fisiológicos.

b) **Emisiones a la atmósfera.** Los resultados son idénticos a los anteriores, ninguna emisión.

c) **Eficiencia en el consumo de recursos.** Procuramos mantener la puerta exterior eléctrica permanentemente abierta, las luces apagadas a partir de los momentos iniciales y una vez sale el personal (Comerciales, Almacén-reparto, SATYCA-mantenimiento y calibraciones), cumpliendo con la legislación ambiental.

d) **Residuos de papel y cartón.** Los residuos de cartón los retira el personal de la Asociación del Polígono a la que pertenecemos. El papel correspondiente a documentos caducados se destruye y certifica por empresa autorizada.

e) **Residuos orgánicos, polvo, hojas de arbolado de la parcela y ajeno.** Se recogen diariamente se embolsan correctamente y se depositan en el contenedor de basuras del Ayuntamiento, a quien pagamos los recibos.

f) **Residuos de vidrio y pilas-cartuchos impresoras.** El vidrio se vierte en el contenedor del Ayuntamiento y las pilas y cartuchos se llevan al punto limpio existente en el Polígono.

La responsabilidad social corporativa está vinculada a la manera en que se conduce y gestiona la organización hacia el exterior. Todas aquellas decisiones que favorecen su interacción con el entorno en el que opera, puede ser social, económico o medioambiental. Este término, tan común hoy día, parte del hecho de que las empresas son agentes activos y no deben limitarse solo a buscar un interés económico; también les corresponde realizar aportaciones al medio al que se encuentran vinculadas. El nivel de responsabilidad social lo podemos ver en elementos como el desarrollo social que la acción de esas empresas genera en el entorno, el respeto por los derechos laborales de quienes trabajan en ellas, el impacto ambiental de sus actividades o el cumplimiento de las legislaciones vigentes en cada país o región. Podemos añadir que la responsabilidad social es un término que está directamente relacionado con el Comercio Justo, pues promueve no solo una serie de prácticas sostenibles y respetuosas con los entornos, sino que en un estado más avanzado apuesta por un modelo empresarial basado en reglas comerciales más justas y equitativas. Deben atender herramientas jurídicas de carácter universal como la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los Derechos del Niño y la Niña, las políticas alimentarias de la FAO, los acuerdos sobre el medioambiente, entre otros.

Ética y coherencia: La responsabilidad social no puede entenderse sin la ética y sin la coherencia de ésta con las acciones de la organización. Es decir, tiene que haber correspondencia entre los valores adoptados por cada compañía con los planes de RSC.

Gestión permanente del impacto social: Las empresas con una política de RSC están en permanente revisión, análisis, monitorización y evaluación de sus actividades. El objetivo de ello no es otro que medir el impacto que tiene su papel en el entorno medioambiental, comercial, social y político-participativo. El objetivo último de la responsabilidad social es la satisfacción de necesidades de determinados grupos de interés.

Reflexión y desarrollo de un programa sobre el impacto de las acciones de RSC. Una vez decidido adoptar una política de estas características, reflexionamos cuál ha de ser el impacto y la repercusión de las actividades de responsabilidad social. Es fundamental que contar con una guía de actuación. En dicha guía deben estar especificadas las acciones a realizar, los responsables de la ejecución, supervisión y medición de las mismas, los recursos materiales y humanos para ello, los plazos asignados y la dimensión de tu programa: social, ambiental y/o de desarrollo económico.

Difundir las acciones de RSC: El entorno (comunidades, grupos sociales, personas, otros negocios, etc.) es al que debemos informar sobre todo aquello que realicemos en su beneficio

Participar en acciones benéficas: Además de medir el impacto de nuestras actividades comerciales, la empresa se une a iniciativas de desarrollo social y ambiental que lleven a cabo fundaciones, ONG u otro tipo de entidades. **Llevar a cabo buenas prácticas laborales-BPL:** La responsabilidad social también se mide en las prácticas que van asociadas a la actividad comercial, como por ejemplo el tipo de contratación de los trabajadores, la remuneración o el respeto por los derechos laborales. **Beneficios para el medio ambiente.**



"SU EMPRESA DE MOBILIARIO DE LABORATORIO"

**POLITICAS de CALIDAD, MEDIOAMBIENTAL y
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA-RSC**

www.coquimurmobiliario.es

