



TECNOQUIM, S. L.

POLIGONO INDUSTRIAL OESTE

Avda. Principal, 29/28.

Telf. 968880298 Fax: 968880417

Comunidad de Madrid Buitrago de Lozoya, 12. 28035 MADRID

Telf. 670874773

Comunidad Castilla La Mancha

P. IND. CAMPOLLANO C/ D, 57. NAVE 9. 02007 ALBACETE

Telf. 967 60 98 60 Fax: 968 88 04 17

Comunidad Valenciana

Avda. General Marvá, 10

Telf. 606 71 68 06 Fax: 968 88 04 17

Central

30169 MURCIA

calidad@tecnoquim.es

gmadrid@tecnoquim.es

albacete@tecnoquim.es

alicante@tecnoquim.es

"SU EMPRESA DE INSTRUMENTACIÓN"

MEMMERT

BAÑOS DE AGUA, ,
INCUBADORES, ESTUFAS Y
CAMARAS CLIMATICAS

10-03 2026

www.tecnoquim.es

Por favor, **soliciten OFERTA para mejorarles las condiciones**. Recuerden que somos especialistas en instrumentación. Importamos marcas de calidad de Aparatos **MEMMERT** ofrecemos: **DTO. Bajos precios, Instalación, Formación, Mantenimiento-Repuestos, Calibraciones**

Para recibir **Facturas, Convocatorias de Cursos, Información Técnica, Ofertas Especiales**, etc. deben aceptar nuestros envíos por e-mail **RGPD**. Para darse de **BAJA** utilice n/Web www.tecnoquim.es en pagina principal **Política privacidad**

TECNOQUIM, es distribuidor autorizado por MEMMERT (Alemania). Disponemos de Servicio técnico postventa completo y Laboratorio de calibración ENAC (**SATYCA**).

Ofrecemos el mejor precio del mercado en nuestras importaciones, un elevado dto. en nuestras ofertas. Por favor, soliciten presupuesto a: calidad@tecnoquim.es y visite nuestra web: www.tecnoquim.es – OFERTAS ESPECIALES

CONSULTE PRECIOS, STOCK, PLAZO ENTREGA, INFORMACION TECNICA, etc.

Murcia: Yolanda Telf.: 968 88 02 98;

atencioncliente@tecnoquim.es

Paco y Mercedes Telf.: 968 88 02 98;

almacen@tecnoquim.es

Albacete: Victor Telf.: 671 46 41 65;

albacete@tecnoquim.es

Alicante: Mateo Telf.: 617387504-965946257

mboronat@tecnoquim.es alicante@tecnoquim.es

Madrid: Gonzalo Telf.: 609289565

gmadrid@tecnoquim.es

ENTREGA INMEDIATA-STOCK. IVA No incluido

Mantenimiento y Calibración ENAC.

Solicitar **DEMOSTRACIÓN**

♦ **Portes/Instalación: Según distancia/accesos**

Garantía MEMMERT 2 años

Válida: 31-12-2026

1. BAÑOS DE AGUA

MEMMERT BAÑOS DE AGUA SERIE WTB.

Carcasa inoxidable, Sonda de temperatura Pt100 (clase DIN A), sistema de medición de 4 hilos.

Temporizador. Reloj digital integrado con controlador a partir de 1 min hasta 99,59 horas

ENCENDER: Funcionamiento continuo. ESPERAR pospone tiempo limitado. DETENER.

Temperatura +10 a + 100 °C. Rango trabajo 6 °C sobre Tª ambiente


Seguridad. Limitador mecánico de la Tª (TB).

Protección contra la corrosión, áreas de calefacción en 3 lados, mayor homogeneidad.

Pantalla digital (LED) de Tª nominal y real. Resolución 0,1 °C y regulador del tiempo restante.

Fácil mantenimiento (ASTM 304)

CONSULTENOS ACCESORIOS PARA LOS BAÑOS, TAPA TEJADILLO, GRADILLA CON ORIFICIOS, DISPOSITIVOS PARA AGITACION, ABRAZADERAS ETC.

WTB6	Capacidad 7,5 L. Dim. (mm) altura 150, long. 479, anchura 289	CONSULTAR €
WTB11	Capacidad 10 L. Dim. (mm) altura 200, long 479, achura 289	CONSULTAR €
WTB15	Capacidad 17,1 L. Dim.(mm) altura 150, long 749, anchura 349	CONSULTAR €
WTB24	Capacidad 23,1 L. Dim.(mm) altura 200, long 749, anchura 349	CONSULTAR €
WTB35	Capacidad 37,5 L. Dim. (mm) altura 150, long 868, anchura 554	CONSULTAR €
		
WTB50	Capacidad 51 L. Dim. (mm) altura 200, long 868, anchura 554	CONSULTAR €

2. INCUBADORES

MEMMERT INCUBADORES-ESTUFA CULTIVOS SERIES IN-/ IF

IN convección natural, IF circulación aire forzado

- Rango de Tª: 5 °C por encima de la tª ambiente hasta 80°C
- Precisión, 0,1°C. Temporizador ajustable de 1 min a 99 días
- Puerta interior de cristal. Ajuste de 3 valores de calibración p/Tª
- Bandejas en acero inoxidable con carga máx. 30 kg
- Single DISPLAY: Control/COCKPIT, pantalla gráfica-TFT a color, táctil
Entrada aire precalentado. Protección doble contra sobrettemperatura



IN convección natural

IN30	Capacidad 3 L. Dim.	CONSULTAR €
IN55	Capacidad 53 L. Dim.internas 400 mm ancho, 330 prof., 400 alto. Exterior 565 x 514 x 784 mm.	1.590 €
IN75	Capacidad 74 L. Dim. internas: 400 mm ancho, 330 mm prof., 560 mm alto. Dim. externas: 585 mm ancho, 514 mm prof., 944 mm alto	1.885 €
IN110	Capacidad 108 L. Dim. . internas: 560 mm ancho, 400 mm prof., 480 mm alto. Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof. 864 mm alto	CONSULTAR €
IN160	Capacidad 161 L. Dim. internas: 560 mm ancho, 400 mm prof., 720 mm alto. Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof., 1104 mm alto	CONSULTAR €
IN450	Capacidad 449 L. Dim.internas 1040 mm ancho, 600 mm prof., 720 mm alto. Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof. 864 mm alto	CONSULTAR €
IN750	Capacidad 749 L. Dim. Dim.internas 1040 mm ancho, 600 mm prof., 1200 mm alto. Dim. Externas 12214 mm ancho, 784 mm prof., 1720 mm alto	CONSULTAR €

IF circulación aire forzado

IF30	Capacidad 7.5 L. Dim.	CONSULTAR €
IF55	Capacidad 53 L. Dim.internas 400 mm ancho, 330 prof., 400 alto. Exterior 565 x 514 x 784 mm	CONSULTAR €
IF75	Capacidad 74 L. Dim. internas: 400 mm ancho, 330 mm prof., 560 mm alto. Dim. externas: 585 mm ancho, 514 mm prof., 944 mm alto	CONSULTAR €
IF110	Capacidad 108 L. Dim. . internas: 560 mm ancho, 400 mm prof., 480 mm alto. Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof. 864 mm alto	CONSULTAR €
IF160	Capacidad 161 L. Dim. internas: 560 mm ancho, 400 mm prof., 720 mm alto. Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof., 1104 mm alto	CONSULTAR €
IF450	Capacidad 449 L. Dim.internas 1040 mm ancho, 600 mm prof., 720 mm alto. Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof. 864 mm alto	CONSULTAR €
IF750	Capacidad 749 L. Dim. Dim.internas 1040 mm ancho, 600 mm prof., 1200 mm alto. Dim. Externas 12214 mm ancho, 784 mm prof., 1720 mm alto	CONSULTAR €

MEMMERT INCUBADORES REFRIGERADOS, SERIES ICP/IPP

Serie IPP con sistema Peltier. Serie ICP con compresor.

- Control p/microprocesador PID, sistema auto-diagnóstico integrado
- Interior acero Inox., Tª trabajo -5 °C a 60°C (ICP), 0/70°C (IPP)
- Precisión, 0,1°C. Sistema de circulación aire motorizado, ajustable incrementos del 10% (ICP)
- Registrador de datos integrado. Temporizador ajustable, 1 min a 99 días
- Puerta interior de cristal. Ajuste de 3 valores de calibración para la tª
- Bandejas en acero inoxidable con carga máx. 30 kg
- Single DISPLAY: Control/COCKPIT con una pantalla gráfica TFT a color táctil



IPP55	Capacidad 53 L Dim. internas: 400 mm ancho, 330 mm prof. 400 mm alto. Dim. externas: 585 mm ancho, 514 mm prof., 1153 mm alto. CON PELTIER	CONSULTAR €
ICP110	Capacidad 108 L. Dim. internas: 560 mm ancho, 400 mm prof., 480 mm alto. Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof. 1233 mm alto. CON COMPRESOR	CONSULTAR €

CONSULTAR OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES EN CASO DE ESTAR INTERESADOS, ESTOS DOS MODELOS SON LOS MÁS PEQUEÑOS, pero también hay de capacidades superiores 260, 410, 750, 1060, 1400 y 2200 IPP. Capacidades 110, 260, 450 y 750 ICP.

MEMMERT INCUBADORES CO₂, SERIE ICO

- Rango de Tª +18 °C a 50 °C
- Rango de ajuste de CO₂ de 0 a 20 % CO₂
- Rango de ajuste de O₂ de 1 a 20% O₂



ICO50	Capacidad 56 L Dim. internas: 400 mm ancho, 425 mm prof. 330 mm alto. Dim. externas: 559 mm ancho, 795 mm prof., 521 mm alto. Consultar otras medidas	CONSULTAR €
--------------	---	--------------------

3. ESTUFAS

MEMMERT ESTUFAS DESECACIÓN

Serie **UN** de convección aire natural. Serie **UF** de circulación aire forzado

- Rango Tª trabajo: 5 °C por encima de la tª ambiente hasta 300°C (UN)
10°C por encima de la temperatura ambiente hasta 300°C (UF)
- Precisión, hasta 99,9°C: 0,1°C, a partir de 100°C: 0,5°C
- Temporizador ajustable 1 min a 99 días. Ajuste 3 valores calibración Tª
- Bandejas en acero inoxidable con carga máx. 30 kg

Single DISPLAY: Control/COCKPIT, pantalla gráfica TFT a color, táctil. Entrada aire precalentado. Protección doble contra sobrettemperatura



UN convección natural

UN30	Capacidad 3 L. Dim.	CONSULTAR €
UN55	Capacidad 53 L. Dim.internas 400 mm ancho, 330 prof., 400 alto. Exterior 565 x 514 x 784 mm.	1.455 €
UN75	Capacidad 74 L. Dim. internas: 400 mm ancho, 330 mm prof., 560 mm alto. Dim. externas: 585 mm ancho, 514 mm prof., 944 mm alto	CONSULTAR €
UN110	Capacidad 108 L. Dim. . internas: 560 mm ancho, 400 mm prof., 480 mm alto. Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof. 864 mm alto	CONSULTAR €
UN160	Capacidad 161 L. Dim. internas: 560 mm ancho, 400 mm prof., 720 mm alto. Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof., 1104 mm alto	CONSULTAR €
UN450	Capacidad 449 L. Dim.internas 1040 mm ancho, 600 mm prof., 720 mm alto. Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof. 864 mm alto	CONSULTAR €
UN750	Capacidad 749 L. Dim. Dim.internas 1040 mm ancho, 600 mm prof., 1200 mm alto. Dim. Externas 12214 mm ancho, 784 mm prof., 1720 mm alto	CONSULTAR €

UF circulación aire forzado

UF30	Capacidad 7.5 L. Dim.	CONSULTAR €
UF55	Capacidad 53 L. Dim.internas 400 mm ancho, 330 prof., 400 alto. Exterior 565 x 514 x 784 mm	CONSULTAR €
UF75	Capacidad 74 L. Dim. internas: 400 mm ancho, 330 mm prof., 560 mm alto. Dim. externas: 585 mm ancho, 514 mm prof., 944 mm alto	CONSULTAR €
UF110	Capacidad 108 L. Dim. . internas: 560 mm ancho, 400 mm prof., 480 mm alto. Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof. 864 mm alto	CONSULTAR €
UF160	Capacidad 161 L. Dim. internas: 560 mm ancho, 400 mm prof., 720 mm alto. Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof., 1104 mm alto	CONSULTAR €
UF450	Capacidad 449 L. Dim.internas 1040 mm ancho, 600 mm prof., 720 mm alto. Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof. 864 mm alto	CONSULTAR €
UF750	Capacidad 749 L. Dim. Dim.internas 1040 mm ancho, 600 mm prof., 1200 mm alto. Dim. Externas 12214 mm ancho, 784 mm prof., 1720 mm alto	CONSULTAR €

V029

MEMMERT ESTUFAS DE VACIO SERIE VO

- Rango de temperatura: hasta +200 °C
- Rango de regulación de vacío: 5 mbar hasta 1100 mbar
- 3 tamaños de modelo (volumen interior de 29 a 101 litros)
- 1 Termobandeja de aluminio 3.3547.

Opcional: armario de base de la bomba y bomba de vacío de alto rendimiento energético. **CONSULTAR**

Capacidad 29 L. Dim. Internas 385 ancho mm, 250 mm prof, y altura 305 mm. Dim. Externas 550 ancho mm, 400 mm prof, y altura 607 mm

CONSULTAR €



CONSULTAR OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES EN CASO DE ESTAR INTERESADOS, ESTE MODELO SON LOS MÁS PEQUEÑOS.

MEMMERT ESTUFAS ESPECIALES

- Estufa de secado para salas blancas UF1060
- Estufa por los dos lados UF TS, ahorra tiempo al realizar la carga y reduce los riesgos de contaminación al transportar las muestras.
- Estufa de parafina UNpa, para la ciencia y la investigación en la preparación de sus muestras.

CONSULTAR PRECIO Y MEDIDAS DISPONIBLES



4. CAMARAS CLIMATICAS

MEMMERT CÁMARAS CLIMATICAS SERIE HPPECO

Con regulación de la temperatura, humedad y Luz (opcional)

- Refrigeración por **Peltier**. Intervalo Tª sin luz: 0-70°C, precisión 0,1°C
- Intervalo de humedad sin luz: 10 a 90% / precisión 0,5%
- Intervalo humedad con luz sólo HPP110 y 260): 10 a 85% / precisión 0,5%
- Circulación aire motorizado, ajustable en incrementos del 10% (ICP)
- Registrador integrado. Temporizador ajustable 1 min-99 días
- Puerta interior de cristal. Ajustes 3 valores calibración para Tª
- SingleDISPLAY: Control/COCKPIT c/pantalla gráfica TFT color, táctil

Protección doble contra sobrettemperatura



HPP110ECO	Con H.R. Capacidad 108 L . Dim. Internas 560X400X480 MM. Externas 745X585X1233 MM	CONSULTAR
HPP260ECO	Con H.R. Capacidad 256 L . Dim. Internas 640X500X800 MM. Externas 824X685X1552 MM ENTREGA INMEDIATA	STOCK 10.840 €
HPP750ECO	Con H.R. Capacidad 749 L . Dim. Internas 1040X600X1200 MM. Externas 1224X874X1726	CONSULTAR

CONSULTAR OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES EN CASO DE ESTAR INTERESADOS, ESTOS TRES SON LOS MÁS PEQUEÑOS.

MEMMERT CÁMARAS CLIMATICAS SERIE ICH

ICH con regulación de la humedad (H).

ICH L con regulación de la humedad (H) y Luz (L)

ICH C con regulación de la humedad (H) y CO₂

- Refrigeración por compresor. La serie ICH esta concebida p/ensayos de medicamentos y estabilidad en cosmética/alimentaria
 - Para las pruebas de validación IQ/OQ/PQ se regulan 3 valores Tª, 2 de humedad (20 y 80%) y 3 de CO₂ (5, 10 y 15%).
 - Modelo ICH L cuenta con unidad de iluminación con lámparas fluorescentes 6000 lux, radiación UV de 315-400 nm, 5W/m²
 - Intervalo de Tª sin humedad: ICH -10-60°C, ICH L 0-60°C, ICH C 10-60°C
 - Intervalo de temperatura con humedad: 10 a 60°C
 - Intervalo de humedad: 10 a 80% / precisión 1%
 - Ajuste CO₂ : 0-20%, precisión 0,1% (sólo en ICH C). Precisión Tª 0,1°C
 - Circulación de aire motorizado, ajustable en incrementos 10% (ICP)
 - Registrador de datos integrado. Temporizador ajustable 1min-99 días
 - Puerta interior de cristal. Ajuste 3 valores de calibración para Tª
 - SingleDISPLAY: Control/COCKPIT, pantalla gráfica TFT a color, táctil
- Protección doble contra sobrettemperatura.



ICH110	Con H.R. Capacidad 108 Litros Dim. internas: 560 mm ancho, 400 mm prof., 480 mm alto. Dim. externas: 745 mm ancho, 585 mm prof., 1233 mm alto	CONSULTAR
ICH260	Con H.R. Capacidad 256 Litros Internas: 640X500X800 MM Externas: 824X685X1552 MM	CONSULTAR
ICH110L	Con luz y H.R. Capacidad 108 Litros Int.: 560X400X480 MM. Externas 745X585X1233 MM	CONSULTAR
ICH260L	Con luz y H.R. Capacidad 256 L Dim. Internas: 640X500X800 MM Externas: 824X685X1552	CONSULTAR
ICH110C	Con H.R. y CO₂ . Capacidad 108 L Dim. Internas: 560X400X480 MM Externas: 745X585X1233	CONSULTAR
ICH260C	Con H.R. y CO₂ . Capacidad 256 L Dim. Internas: 640X500X800 MM Externas: 824X685X1552	CONSULTAR

DISPONIBLE TAMBIEN CAMARA CLIMATICA DE 750 L.

MEMMERT CÁMARA DE HUMEDAD SERIE HCP

La regulación activa de la humedad proporciona un entorno controlado para ensayos acelerados de durabilidad y ensayos 85/85

- Rango de temperatura hasta + 90 °C
- 4 Tamaños disponibles, HCP50, 105, 150 y 240
- Regulación de la humedad 20% a 95 % rh

CONSULTAR PRECIO

HCP50	Medidas internas 400 x 425 x 330 mm Medidas externas 559 x 795 x 521 m	
HCP105	Medidas internas 600 x 480 x 400 mm Medias externas 719 x 850 x 591 mm	
HCP150	Medidas internas 560 x 700 x 400 mm Medias externas 719 x 1070 x 591 mm	
HCP240	Medidas internas 600 x 810 x 500 mm Medias externas 759 x 1180 x 691 mm	

MEMMERT Cámaras para pruebas ambientales CTC y TTC

Cambios de temperatura rápidos y con ahorro de energía en la cámara climática Modelos disponibles CTC256 y TTC256

Cambios de temperatura rápidos, precisos y con ahorro de energía para el rango de temperatura -42 °C a +190 °C así como los tiempos de recuperación de humedad rápidos convierten la cámara p/pruebas térmicas frío/calor TTC y la cámara para pruebas climáticas frío/calor/humedad CTC con humidificador en la combinación perfecta para la realización controlada de ensayos de materiales, funcionamiento, pruebas de envejecimiento/pruebas climáticas de materiales compuestos, hormigón, plástico o componentes electrónicos en las industrias automovilística, electrónica, aeronáutica y astronáutica así como en el sector de los materiales.

- Rango Tª -42 °C a +190 °C . Avanzada técnica de regulación
- 1 tamaño de modelo (volumen interior de 256 litros)
- Humidificación y deshumidificación activas, regulación electrónica de 10 % hasta 98 % RH.
- Especialmente apropiado para ensayos según IEC 60068
- Sistema de aislamiento de alta tecnología para un aislamiento duradero y un mayor rendimiento energético. Refrigerante R449A



CONSULTAR PRECIO

5. ESTUFAS ESPECIALES

MEMMERT ESTUFA POR LOS DOS LADOS UFTS

- Ahorra tiempo al realizar la carga y reduce los riesgos de contaminación al transportar las muestras.
- Rango de Tª: hasta + 250 °C
- Volumen interior de 161 a 749 litros

Sistema de circulación de aire forzada F

CONSULTAR PRECIO



MEMMERT ESTUFA de PARAFINA UNpa

- Regulación térmica precisa y homogénea.
- Protección contra temperatura excesiva.
- Sin entrada de aire en el interior, por lo tanto estanca a los gases . Acero inoxidable de alta calidad. Uso sencillo. **CONSULTAR PRECIO**



6. DISPOSITIVOS MEDICOS MEMMERT

- -Certificado DIN EN ISO 13485 para dispositivos médicos. Clase I
- -Consulte los siguientes equipos a nuestros especialistas de producto:
- INCUBADORES Im e Im plus
- Incubador de CO2 ICO med
- Esterilizador S
- Cámara de calentamiento para mantas IFbw
- Estufa universal Um **consultar, modelos y precios**



ASISTENCIA TECNICA-SATYCA

TECNOQUIM S. L. ha desarrollado un inmejorable Servicio de Asistencia Técnica y Calibración, que tiene las funciones de **Verificación**, **Mantenimiento** y **Calibración ENAC** de los aparatos que comercializa para Laboratorio y Planta, disponiendo de servicios de **electrónica**, **electricidad** y **mecánica**, atendido por personal especializado/titulado con instrumentación y patrones certificados **ENAC, NIST**, etc. **Validamos (IQ-OQ): Espectrofotómetros, Balanzas, Centrífugas, Refractómetros y Autoclaves.**